

# ES-300 产品功能模式丰富高频电刀

产品名称	ES-300 产品功能模式丰富高频电刀
公司名称	北京索吉瑞科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号10幢3层302室
联系电话	19910706925

## 产品详情

ES-300高频手术设备：注册证编号:国械注准20223010778

注册证见首页：荣誉资质处

超高性能的集成式设计，具备更高的性价比，满足手术室不同的手术需求；

1：采用索吉瑞创新一代组织反馈技术，系统通过每秒“400次”的速度感测电压、电流、功率、组织密度、患者回路电极监测和泄露患者电流，在更广泛的组织范围内保持设定功率；

2：通过调频方或调整输出功率保持最大输出电压不变，这样在低功率输出的情况下也可以达到更好手术效果，组织热损伤更小；

注意事项：

- 1、一次性负极片不可重复使用
- 2、要与皮肤完全接触不可打折
- 3、贴负极板一侧肢体不可有金属内植入物、检查患者是省佩数金

手术中电刀头 应放安全的位置或是安保护套，以免在电刀不使用时灼伤患者

1、检查患者身体其他部位是否有灼伤情况2、仪器使用后要记录时间及使用情况