

# 腹腔镜鼓风烘干箱 内窥镜烘干恒温柜

产品名称	腹腔镜鼓风烘干箱 内窥镜烘干恒温柜
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

## 产品详情

腹腔镜鼓风烘干箱 内窥镜烘干恒温柜厂家简介：

腹腔镜鼓风烘干箱 内窥镜烘干恒温柜厂家——北京福意电器有限公司是一家仪器企业，在全体高素质的科技人员的努力下，成功开发了具有水平的各类医用实验室仪器。其产品广泛应用于医疗，实验室，科研院校，检测，采样等。

腹腔镜鼓风烘干箱 内窥镜烘干恒温柜参数：

腹腔镜鼓风烘干箱 内窥镜烘干恒温柜：特点：

腹腔镜鼓风烘干箱 内窥镜烘干恒温柜：

由箱体、温度控制系统、高低温变换系统、气体循环系统、照明系统等五个主要部分组成。箱体：有工作室、箱体外壳、箱门等组成。箱体外壳均采用优良钢板表面喷塑处理，箱门装配有大面积的

双层玻璃观察窗，色彩鲜艳、美观大方；工作室采用优良不锈钢制成，半圆弧四角易清洁；室内采用不锈钢钢丝制成的搁板高度层次可调；外壳与工作室之间填充聚胺脂发泡板作隔热层，以保证工作室内温度；工作室与箱门的接合部装有磁性密封圈，以保证工作室的密封性及保温性。循环系统：有高速循环风机、风道等组成。它能保证工作室内的空气充分循环，使工作室的温度达到均匀稳定。

照明系统：有照明开关、电子镇流器等组成。操作简单，方便于存取物品及对实验品的观察。

腹腔镜鼓风烘干箱 内窥镜烘干恒温柜：

恒温箱注意事项1、恒温箱外壳良好、有效接地，以保证。2、恒温箱内不得放入易腐、易燃、易爆物品干燥。3、用二次升温方式，可杜绝温度“过冲”现象，假设50℃，次设40℃，等温度过冲开始回落后再设定50℃。4、打开，使其运转，否则箱内温度和测量温度误差很大，还会因此项操作引起电机或传感器烧坏。5、箱内应经常用防尘罩，放置在干燥的环境室内。6、当恒温箱工作室温度接近设定温度时，加热指示灯忽亮忽暗，反复多次，在测定温度达到控制温度后30分钟左右，工作室温度进入恒温状态。

福意联恒温、冷藏设备等等。在公司全体员工共同努力下，产品已经成功销往、澳大利亚、丹麦、俄罗斯、马来西亚、香港、台湾等地区

腹腔镜鼓风烘干箱 内窥镜烘干恒温柜