

# 医用管腔器械干燥柜

产品名称	医用管腔器械干燥柜
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

## 产品详情

医用管腔器械干燥柜厂家简介：

医用管腔器械干燥柜厂家——北京福意电器有限公司多年以来，为了能够掌控更高的产品、更精密的技能、优良的经营理念；不断开发新的产品，从而提升市场的竞争力；并努力降低成本，把其利润回馈给客户，使其能拥有优良、价格合理、到位之产品，进而达到双赢之目的，终迎得客户的信赖与满意。公司“福意联”的商标早在北京商标已注册，依托优良的，多年的经验，以的设计理念，可靠的工艺，优良的检测设备，的赢得了广大客户的信赖与和。

医用管腔器械干燥柜参数：

医用管腔器械干燥柜：特点：

医用管腔器械干燥柜：

1.采用原装品牌高精度电脑温控系统，保持箱体内部温度2~48 优良稳定；高亮度数码 显示，在2 ~ 48 范围内可微调温度设定值，2.智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；3.键盘锁定保护功能，防止随意调整运行参数；4.报警温度范围自由设定；系统故障报警（高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警）；5.无氟制冷系统，产品，营造。6.优良钢丝浸塑可调节搁架，便于存取操作，易于清洗。7.大屏幕数字显示便于观察。8.门锁设计，防止任意开启。9.宽电压带，适合187 - 242V 电压使用。10.箱体采用优良结构钢板，经选进防腐喷涂工艺，表面色泽柔和。11.三层透明保温玻璃门，内充惰性气体。12.箱体照明灯使箱体内部一目了然。

医用管腔器械干燥柜：

停用时间较长的电恒温箱，压缩机内的润滑油逐渐深入压缩机壳体底部，且随着温度下降，粘度增大，机内各此时开机使用，压缩机活塞将处于无润滑状态下工作，摩擦力增大，可能会造成启动困难，而且，启动后缸体也会影响压缩机的使用寿命，严重时甚至会损坏压缩机零件或启动保护器。以，冬季停用的电恒温箱（或停用时间温箱放在室温较高的房间时，插上电源，使压缩机稍稍启动一下，然后拔下电源插头，过一会儿（一般为5-重复2~3次后，使压缩机内的润滑油能对各运动部件喷淋一下，让它们得到足够的润滑，然后，再使电恒温箱既可以避免压缩机缸体及其他运动件因缺油而过分磨损，又能使电恒温箱较顺利地进入正常工作状态。

福意联恒温、冷藏设备等等。福意联（FU.YI.LIAN）致力于开发研究各种干燥箱（柜）、试验箱（柜）、恒温箱（柜）、低温冰箱（柜）、。由本厂研制成功并投入批量的精密恒温箱（柜）、强制对流恒温箱（柜）是目前均匀度好的恒温箱（柜）。

医用管腔器械干燥柜