

# DJ-VII型 全科用理疗电极片的作用介绍

产品名称	DJ-VII型 全科用理疗电极片的作用介绍
公司名称	郑州大鲸医疗科技有限公司
价格	65.00/包
规格参数	品牌:大鲸 型号:DJ-VII 厂家:郑州大鲸医疗科技有限公司
公司地址	郑州郑东新区CBD建业总部港C座10层
联系电话	18037270222 18037270222

## 产品详情

### 理疗电极片的作用介绍

一次性理疗电极片在现代医疗中扮演着重要的角色，其使用广泛应用于物理疗法和康复过程中。作为一家理疗电极片供应厂家，郑州大鲸医疗科技有限公司向您介绍不同分类和功能作用的一次性理疗电极片，并提供详细的使用方法及其突出优势，帮助您更好地选择和了解我们的产品。

### 一次性理疗电极片分类和功能作用介绍：

- 1. 粘贴式电极片：**这种电极片采用自粘贴设计，方便快捷地固定于需治疗部位，确保良好的电流传导效果。粘贴式电极片适用于各种常见的物理疗法，如电刺激疗法、电针疗法等，促进血液循环、缓解疼痛和促进组织修复。
- 2. 腕带电极片：**此类电极片采用腕带式设计，方便患者使用。它可用于康复训练中，帮助患者恢复手、腕部的肌肉功能，特别适用于手部疾病的康复治疗。
- 3. 插针式电极片：**这种电极片具有穿刺或插拔功能，适用于需要更深层次刺激的治疗。插针式电极片可用于肌肉电刺激治疗和神经刺激治疗，有效缓解肌肉疼痛、促进肌肉收缩和神经组织修复。

### 理疗电极片使用方法：

使用一次性理疗电极片前，请确保治疗仪器的设置合适，并遵循以下步骤：

- 1. 清洁治疗部位：**使用温水和肥皂仔细清洗治疗部位，确保皮肤表面干净且没有油脂或污垢。

2. 选择合适电极片：根据治疗需要选择适当大小和形状的电极片。
3. 揭开保护纸：小心地撕掉电极片的保护纸，避免触摸电极片的粘贴部分。
4. 粘贴电极片：将电极片粘贴在治疗部位上，确保良好地与皮肤接触。
5. 调节治疗仪器：根据医师或人士的指导，设定合适的治疗参数。开始治疗时，请确保电流逐渐增加，以避免不适感。

#### 突出优势：

一次性理疗电极片相比于传统的复用电极片具有以下突出优势：

1. 卫生安全：一次性理疗电极片有效避免了交叉感染的风险，确保治疗的卫生安全。
2. 操作便捷：粘贴式设计和腕带式设计使电极片容易使用，无需额外使用胶水或绑带固定。
3. 稳定性强：一次性理疗电极片具有良好的粘附性和电流传导性，能够始终保持电流的稳定输出。
4. 品质保证：郑州大鲸医疗科技有限公司采用高品质的材料制造电极片，并经过严格的质量控制，确保产品的品质稳定可靠。

#### 总结：

一次性理疗电极片在物理疗法和康复治疗中发挥着重要的作用，不同分类的电极片适用于不同的治疗需求。郑州大鲸医疗科技有限公司为您提供多种类型的一次性理疗电极片，并保证产品的品质和卫生安全。我们的产品操作便捷，稳定性强，能够为您的医疗治疗和康复训练提供有效的辅助。