

# BHC-1300IIA2生物安全柜

产品名称	BHC-1300IIA2生物安全柜
公司名称	成都鑫创仪器有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	成都成都市金牛区金府西部五金机电城18栋19-20
联系电话	028-82859069 13808200758

## 产品详情

产品介绍生物安全柜是为操作原代培养物、菌毒株以及诊断性标本等具有感染性的实验材料时，用来保护操作者本人、实验室环境以及实验材料，使其避免暴露于上述操作过程中可能产生的感染性气溶胶和溅出物而设计的。性能参数详细信息 型号model参数itembhc-1000iia2bhc-1300iia2bha-1600iia2洁净等级iso5(100级class100)/iso4(10级class10)过滤器级别/过滤效率hepa/ulpa

@0.3~0.12um99.999%~99.9995%下降气流平均流速(m/s)0.25m/s~0.5m/s流入气流平均流速(m/s) 0.5 m/s噪声 67db (a)振动半峰值 5um电源ac,单相220v/50hz(ac220v,1 φ, 50hz)气流平衡生物防护人员保护1~8 × 10<sup>8</sup>cfu/ml(重复3次, 5min/次)a.撞击式采样器的菌落总数 10cfu/每次b.狭缝式采样器的菌落总数 5cfu/每次产品保护1~8 × 10<sup>6</sup>cfu/ml(重复3次, 5min/次)菌落总数 5cfu/每次交叉污染保护1~8 × 10<sup>4</sup>cfu/ml(重复3次, 5min/次)菌落总数 2cfu/每次最大功率max . consumption(kva) 1500va (含备用插座)重量 mass(kg)150200250工作区尺寸(宽×深×高)(mm) 1000 × 570 × 6351300 × 570 × 6201600 × 570 × 635装置外形尺寸(宽×深×高)(mm) 1200 × 855 × 23501500 × 855 × 23501800 × 795 × 2350荧光灯规格及数量30w × 40w × 40w × 紫外灯规格及数量20w × 130w × 140w × 1照度 650lx排风管口径 200mm 250mm出风方向 顶出其他说明生物安全柜广泛应用在医疗卫生、疾病预防与控制、食品卫生、生物制药,环境监测以及各类生物实验室等领域,是保障生物安全和环境安全的重要基础,属于“民生”计量的范畴。早在30年前,生物安全柜检测已经在国外开展,目前主要依据欧盟或美国的标准。在国内,目前还没有统一的生物安全柜检测国家标准,生物安全柜检测方法十分混乱,既有建设部的标准,又有药监局的标准,还有采用欧盟标准、美国标准或各生产厂的企业标准的。生物安全柜检测现行的主要标准依据有:(1) 欧盟en 12469 : 2000 《biotechnology-peformance criteria for microbiological safety cabinets》(2)美国nsf/ansi 49—2002 《class ii(laminar flow) biosafety cabinetry》;(3)jg 170-2005中华人民共和国建筑工业行业标准《生物安全柜》;(4)yy 0569-2005中华人民共和国医药行业标准《生物安全柜》。交易说明1、现金交易2、转账支付3、按合同付款方式支付