

手动及自动多道移液器售价 苏州海思源仪器

产品名称	手动及自动多道移液器售价 苏州海思源仪器
公司名称	苏州海思源仪器设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区江陵街道庞南路998号MAX科技园14幢101单元
联系电话	18013143418 18013143418

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：苏州海思源仪器设备有限公司

- 4、移液器的正确放置 使用完毕，可以将其竖直挂在移液架上，但要小心别掉下来。当移液器头里有液体时，切勿将移液器水平放置或倒置，手动及自动多道移液器售价，以免液体倒流腐蚀活塞弹簧。如不使用，要把移液的量程调至大值的刻度，使弹簧处于松弛状态以保护弹簧。
- 5、常见的错误操作
- 1)装配吸头时，反复撞击吸头，导致吸头难以脱卸，甚至损坏移液器。
 - 2)吸液时拇指迅速放开，这样会迫使液体形成湍流状态，液体会直接冲到移液器内部。
 - 3)吸液时，移液器倾斜，导致移液不准确，同时液体容易进入移液器套柄。
 - 4)直接按到第二档吸液(应该按照上述标准方法操作)。
 - 5)平放带有残余液体吸头的移液器(应将移液器挂在移液器架上)。
 - 6)用大量程的移液器移取小体积样品(应该选择合适量程范围的移液器)。

除此之外，多数吸头在制造过程中还会加入少量的添加剂，常见的有：1.显色材料。在市场上俗称的蓝头(1000ul)和黄头(200ul)，就是在聚中加入了相应的显色材料(我们希望是的色母粒，而非低廉的工业颜料) 2.释放剂。帮助吸头在成形后迅速与模具脱离。当然，添加剂越多，在移液过程中发生不受欢迎的化学反应的概率越高。所以好是不加添加剂!但由于对生产工艺要求比较高，完全不加添加剂的吸头在市场上凤毛麟角。

2. 吸液时，快速松开升降杆

大部分的移液器是利用弹簧使内部产生负压，从而使液体被压入吸头中，如果内外气压差瞬间增大，可能导致液体冲入移液器内部，根据吸入的液体，可能导致移液器内部锈蚀、腐蚀或污染等。

3. 在吸头中仍留有液体时，将移液器平放或倒置

此操作可能导致大量液体在重力的作用下逆流入移液器内部，同样可以导致移液器内部锈蚀、腐蚀或污染等。

手动及自动多道移液器售价-苏州海思源仪器由苏州海思源仪器设备有限公司提供。苏州海思源仪器设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的分析仪器等行业积累了大批忠诚的客户。海思源仪器设备带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！