

迈瑞除颤仪 医捷迅安商贸有限公司 除颤仪

产品名称	迈瑞除颤仪 医捷迅安商贸有限公司 除颤仪
公司名称	武汉医捷迅安商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区珞狮南路和文荟街交叉口南湖星光时代18层
联系电话	13995560945 13995560945

产品详情

武汉医捷迅安商贸有限公司 厂价直销 品牌经销

供应 心脏除颤仪/普美康Defi-B型便携式心脏除颤仪/席勒除颤仪/普美康XD除颤仪

保养制度

每次用仪器后用清洁的抹布湿式擦拭，如有血液、体液、分泌物污染时，用75%酒精进行擦拭。

每周专管人员定期检查机器效能，迈瑞除颤仪，清洁机器外壳，做好记录，除颤仪的使用，每月统计一次。

每次使用除颤、监护后电量耗尽的电池完全充电需要16小时。

每月专管人员将除颤仪与电线断开连接，检查电池耗尽前所需时间大于1.8小时。

不允许将液体倾倒在仪器上，不允许使用有腐蚀性液体或溶剂清洁仪器。

不要让机器碰撞或尖锐锋利物品碰划。

武汉医捷迅安商贸有限公司 厂价直销 品牌经销

供应 除颤仪/普美康Defi-B型便携式心脏除颤仪/席勒除颤仪/普美康XD除颤仪

电压变换器是将直流低压变换成脉冲高压，除颤仪，经高压整流后向储能电容C充电，aed除颤仪哪个牌子好，使电容获得一定的储能。除颤治疗时，控制高压继电器K动作，使充电电路被切断，由储能电容C、电感L及人体（负荷）串联接通，使之构成RLC（R为人体电阻、导线本身电阻、人体与电极的接触电阻三者之和）串联谐振衰减振荡电路，即为阻尼振荡放电电路，通过人体心脏的电流波形。

心脏除颤仪/普美康Defi-B型便携式心脏除颤仪/席勒除颤仪/普美康XD除颤仪

除颤器分类

非同步型除颤器。这种除颤器在除颤时与患者自身的R波不同步，可用在心室颤动和扑动（因为这时没有振幅足够高、斜率足够大的R波）。

武汉医捷迅安商贸有限公司、品牌经销 供应席勒除颤仪、普美康单除颤仪、普美康双相波除颤仪等品牌除颤设备。我们的宗旨是：客户的要求，我们的追求

迈瑞除颤仪-医捷迅安商贸有限公司-除颤仪由武汉医捷迅安商贸有限公司提供。迈瑞除颤仪-医捷迅安商贸有限公司-除颤仪是武汉医捷迅安商贸有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。同时本公司还是从事红蓝光治疗仪，红蓝光治疗仪价格，优瑞红蓝光治疗仪的厂家，欢迎来电咨询。