

# 胥硕招商 微量移液器使用 乌鲁木齐微量移液器

产品名称	胥硕招商 微量移液器使用 乌鲁木齐微量移液器
公司名称	苏州胥硕仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇上供路288号3幢610室
联系电话	13913102159

## 产品详情

STARLAB为什么采用台阶式推出器盒设计？

STARLAB为什么采用台阶式推出器盒设计？

为什么呢？就是为了省力，给实验人员降低重复操作的劳动强度，提升用户使用体验，避免疲劳！对于多通道移液器，比如8通道和十二通道的移液器，因为同时会被安装上8支或12支的吸头，乌鲁木齐微量移液器，这样在退吸头时，明显会比单通道的移液器要吃力，同时，因为受力点不同，中间部分的吸头与移液器之间安装会更紧密，所以，推吸头时会用更大的力。为了避免这个情况，STARLAB采用了台阶式的推出器盒（Ejector Bar）设计，见下图，这样，因为中间的台阶部门凸起，微量移液器重量，使得退吸头的过程变得简单，同时，也降低了退吸头的力量。

如何选择移液器之推出器的选择之一推出器的功能？移液器的推出器，有的称之为弹射器、弹出器！虽然叫法不一样，微量移液器使用，但基本功能都是将安装在移液器上的吸头（或叫做管嘴）给推出使其与移液器分离。因为我们知道，移液器的吸头，为了避免交叉污染，通常都是一次性的，因而，推吸头的动作时一个完整的移液操作过程的一步，也就是说你进行多少次的移液操作，也就基本需要进行多少次的推出吸头的动作！而通常，推出吸头的用力要大于取液或排液的用力，因此，好的推出器设计即可以帮助用户省力又可以快速地X推出吸头，而差的推出器，则需要使用更大的力量才能达到同样的效果，甚至，用力也不能将吸头果断地X推出，相信，一定人遇到过这种情况！

STARLAB移液器的密封效果如何？移液器的密封效果，也称之为移液器的密合性，在JJG646-2006中，就有针对移液器的密合性的专门检测和判断的描述，可见，微量移液器量程选择，移液器的密合性，对于移液器的功能来说是非常重要的！STARLAB作为一款来自德国的移液器，其密合性表现非常不错，通过现有的移液器密合性检测工具PSC100来检测，STARLAB移液器的密合性完全达到并超过要求得-0.04Mpa，所以，STARLAB移液器的移液器结果是可信赖的。

胥硕招商(图)-微量移液器使用-乌鲁木齐微量移液器由苏州胥硕仪器科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州胥硕仪器科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为实验仪器装置具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

