

# 乳制品内酰胺快速检测仪

产品名称	乳制品内酰胺快速检测仪
公司名称	深圳市芬析仪器制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银星科技大厦B1006
联系电话	0755-36681369 17727825649

## 产品详情

乳制品内酰胺快速检测仪CSY-JAR乳制品内酰胺快速检测仪技术参数：

- 1、屏幕：7寸触控屏
- 2、乳制品内酰胺快速检测仪 操作系统：安卓系统9.0操作系统。
- 3、重复性：CV < 3%
- 4、稳定性：CV < 3%
- 5、台间差：CV < 3%
- 6、检测通道：单通道检测结果
- 7、前处理：15分钟（根据项目而定）
- 8、检测时间：< 10s可对样本进行定性、半定量检测
- 9、乳制品内酰胺快速检测仪 历史记录：内容显示 ID编号、样品名称、检测结果、检测限值、结果判定、检测日期、检测依据、检测项目、被检单位、被检单位责任人、联系电话、信用代码、检测单位、检测单位责任人、检验员、审核员、上传状态等信息
- 10、连接方式：USB接口，串口，网口
- 11、数据传输：USB 以及网口（升级wifi）
- 12、检测器：光电源，波长：450nm ~ 475nm

13数据分析：对检测结果进行圆饼图、柱状图、折线图汇总分析，统计

14数据导出：支持USB数据导出，格式可选（TXT、word）

15乳制品内酰胺快速检测仪 关于我们：单位log图片，每台设备都有独立的出厂编号包含（产品编号、产品名称、产品型号、生产日期、生产厂家、厂家、厂家电话、负责手机号、当前最新版本（具有实时更新功能，有更新标志，提供产品功能截图佐证）、可手动修改设备编号

16、仪器功能：打印设置、导出设置、日期时间设置、检验单位设置、检验人员设置、样品来源设置、网络设置、WiFi设置、图谱扫描设置、用户设置、新增样本设置、

17、数据处理：可通过通讯端口进行数据汇总、上传监管平台等。

18、项目拓展：支持检测项目拓展功能

19、外设支持：可加装条形码识别模块，可对一维和二维条码进行识别。

20、乳制品内酰胺快速检测仪 内置计算器：6通道独立计时，具有计时功能和到时提醒功能，1-99分钟，内置6通道前处理试剂生化温度培养：37 ±1

项目

序号

名称

型号规格

单位

数量

主机箱

1

主机

台

1

2

电源适配器线

12V5A

条

1

3

说明书

本

1

4

合格证/保修卡

本

1

附件箱子

5

台式电子天平

手掌型

台

1

6

可调移液器

1000-5000ul

把

1

7

可调移液器

20-200ul

把

1

8

移液枪头

20-200ul

96支/盒

1

9

移液枪头

1000-5000ul

20支/袋

1

10

离心管

50ml

支

20

11

离心管

1.5ml

支

20

12

过滤纸

包

1

13

称样纸

包

1

14

取样勺

把

1

15

剪刀

把

1

16

镊子

把

1

17

留样密封袋

包

1

18

记号笔

个

1

19

标签纸

50个

包

5

20

采样瓶

50ml

个

10

21

试剂盒

20次

盒

1

李工：177274825649羊乳制品内酰胺快速检测仪