

# BOD分析仪商家 BOD分析仪 澄峰科技股份有限公司

产品名称	BOD分析仪商家 BOD分析仪 澄峰科技股份有限公司
公司名称	上海澄峰科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴中经济开发区兴南路66号C幢4层A室
联系电话	13052801703 13052801703

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：上海澄峰科技股份有限公司

### 全自动CODcr分析仪 1500型

- 1、多通量样品通道，实现批量样品无人值守分析。
- 2、双模机器人手臂，实现消解瓶、冷凝瓶内分别进行定量试剂添加，符合方法。
- 3、强大的功能模式，高低浓度样品同测模式、消解杯与热源自动脱离模式。
- 4、消解瓶与冷凝瓶智能分离配合，360°球形弹性四氟密封。
- 5、循环水冷凝，冷凝更加充分恒定，BOD分析仪价格，连续消解分析不受环境、加热等温度影响。
- 6、安全保护运行，消解样品自动识别，BOD分析仪商家，无样品试剂误操作保护。

分光光度计photoLab? 7000：

动力学反应速率：室温下测量可存贮。

光谱分析：可储存用户研究概况，并进行数据分析，BOD分析仪，以波长分类储存用户研究概况文件，用户研究文件编辑（求和，比较等）可读取吸光度与透射率。

分光光度计：photoLab? 7100 VIS可测波长范围为320-1100nm，适用于所有可见光范围的常规测试，可应用于实验室，工业和R&D等。photoLab? 7600 UV-VIS可测波长范围为190-1100nm，是OptRF与紫外-可见方法的选择，适用于多种领域。

化学需氧量COD分析系统测量步骤：

1.取样、加试剂：COD预制试剂为16mm反应管盛装，BOD分析仪报价，根据方法要求取水样0.1~3 mL加入反应管后，拧紧盖子，摇匀。

2.消解:将已加入水样的反应管放入CR系列消解器中，选择仪器内置程序或手动设置温度和时间，仪器在10分钟内升温至148 ° C，并在2小时内维持在 $148 \pm 1$  ° C内消解水样，程序结束后取出COD反应管冷却至室温。消解器自动冷却至50 ° C后关闭指示灯。

BOD分析仪商家-BOD分析仪-澄峰科技股份公司由上海澄峰科技股份有限公司提供。“环境监测软件平台,无人船,浮标,水站,水下采样器”选择上海澄峰科技股份有限公司，公司位于：苏州吴中经济开发区兴南路66号C幢4层A室，多年来，澄峰科技坚持为客户提供好的服务，联系人：巩经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。澄峰科技期待成为您的长期合作伙伴！