

贝林LEEP手术治疗系统 医捷迅安 河北LEEP手术治疗系统

产品名称	贝林LEEP手术治疗系统 医捷迅安 河北LEEP手术治疗系统
公司名称	武汉医捷迅安商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区珞狮南路和文荟街交叉口南湖星光时代18层
联系电话	13995560945 13995560945

产品详情

沪通多功能高频电刀GD350-B型 手术室高频电刀 LEEP手术系统产品特点：

- 1、G350-B型高频电刀是一款多功能大功率高频电刀，有六种工作模式，两路功率输出，性能稳定，高，适用于全，配以相应附件还可用于腹腔镜等内镜手术
- 2、单极功率：0-350W，贝林LEEP手术治疗系统，双极功率：0-50W，能满足手术需求，适用于全
- 3、六种工作模式： 单极纯切、 混切1、 混切2、 混切3、 单极凝、 双极凝
- 4、两路输出端口：一个手控刀端口，河北LEEP手术治疗系统，一个脚控刀端口

ZG-300型高频电刀技术参数：

保护等级 一类 CF

射频漏电流小于150Ma

患者部分对地漏电流小于mA

机箱对地漏电流小于150mA

电源电压：220V/110V 50/60Hz 输入功率：800VA(大.)。

电刀主机开机后系统会自检

当中性电极检测到阻抗在0 ~ 140 时正常工作，否则即报警、电刀停止输出。

有三种声音显示三种不同工作模式:

1. Error Warning 错误报警
2. Cutting & Cogulation 切割和凝血
3. Bipolar 双极

1. 有明显心、肺、脑、肝、功能异常患者。
2. 有严重、患者或心脏安装了起搏器的患者（必须在相关指导下方可使用）。

此设备也可同胸腔镜、腹腔镜和关节镜联接

D2000A气电刀中性极板监测系统：单片极板模式采用连续性检测器；双片极板模式，系统自动监测极板与病员皮肤的接触质量并以排灯形式显示于操作面板上，若接触质量低于设定值，会有声光报警并切断电刀输出

带有自修复和掉电记忆功能并采用APFC电路，LEEP手术治疗系统价格，能更好的适应电压不稳定或者大波动，稳定的输出

全悬浮（CF）型并带有短路保护系统，单级中万一电极和中性极板短接，主机能自我保护并确保正常输出

配以合适附件可应用于腹腔镜、膀胱镜、宫腔镜等内镜手术。

应用：

普外、、胸腹、心胸、泌尿、以及水下汽化以及出血较多的类内，特别适用于消化科内镜手术。

贝林LEEP手术治疗系统-医捷迅安-河北LEEP手术治疗系统由武汉医捷迅安商贸有限公司提供。武汉医捷迅安商贸有限公司位于武汉市洪山区珞狮南路和文荟街交叉口南湖星光时代18层。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前医捷迅安在医疗器械中享有良好的声誉。医捷迅安取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。医捷迅安全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事耳鼻喉内窥镜，耳鼻喉内窥镜生产厂家，耳鼻喉内窥镜的厂家，欢迎来电咨询。