

细胞工厂显微镜 倒置相差显微镜 MH-3CF广州明慧

产品名称	细胞工厂显微镜 倒置相差显微镜 MH-3CF广州明慧
公司名称	广州市明慧科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:MINGHUI明慧 型号:MH-3CF 类型:相差显微镜
公司地址	广州市天河区高普路97号OA云谷C201A
联系电话	020-87096762 13418179239

产品详情

MH-3CF倒置相差显微镜具有卓越的性能和可靠的质量，适用于生物学、医学、农业等领域的细胞观察。其独特的设计使得操作更加简便，图像更加清晰。广泛应用于科研院校、医院实验室、药企研发、食品检测、农业研究等领域。

倒置相差显微镜MH-3CF的特点和优势：

倒置设计：不同于传统显微镜的正立设计，MH-3CF采用倒立镜身，使得样品更易于操作和观察。

相差成像：利用透射式相差技术，MH-3CF能够清晰地显示细胞结构和细胞器，使您能够更准确地观察。

高清晰度镜头：MH-3CF配备了gaoji物镜和液晶显示屏，能够提供youxiu的分辨率和图像质量。

强大的操作系统：MH-3CF配备了先进的操作系统和用户友好的界面，可进行图像采集、图像处理和数

可扩展性和适配性：MH-3CF提供多种配件和附件，支持不同实验需求的扩展和适配。

细胞工厂显微镜MH-3CF技术参数：

目镜	22mm大视野目镜，视场数	22mm
物镜	类型物镜	放大倍率 数值孔径 工作距离mm 盖玻片厚度mm
	20倍	0.4 4.3 1.2
	40倍	0.6 3.5 1.2
	相衬物镜	10倍 0.25 4.3 1.2
载物台	相衬载物台，带相衬装置，带锁紧和限位装置	
载物台	机械移动载物台，外形尺寸：242mmX200mm，移动范围30mmX30mm。（选配）	
聚光系统	特长工作距离聚光镜，带相衬装置，镜筒式可上下升降，zui大行程：490mm（选配）	
成像系统	摄像头、亮度调节片	USB2.0 MHD500
	摄像头、亮度调节片	USB3.0 MHD600、MHD800、MHD1000
	图像软件：图像显示、拍照、录像、二维测量和图像处理	
	计算机	

除了以上的特点和优势，我们还要提醒您注意一些细节：

MH-3CF的镜头需要定期清洁和校正，以保持zui佳的显微成像效果。

在使用MH-3CF的过程中，您需要注意保护样品和显微镜，避免损坏。

如果您对MH-3CF的功能和操作还有任何疑问，我们的技术团队将随时为您提供支持和解答。

感谢您对奥林巴斯细胞工厂显微镜的关注与信任，我们将持续为您提供最新、最优质的产品和服务。如有任何疑问，请随时联系我们。