

# 普美康除颤仪 贵州除颤仪 医捷迅安公司

产品名称	普美康除颤仪 贵州除颤仪 医捷迅安公司
公司名称	武汉医捷迅安商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区珞狮南路和文荟街交叉口南湖星光时代18层
联系电话	13995560945 13995560945

## 产品详情

### 除颤电极板位置

前尖位: 胸骨右缘锁骨下方

乳头的左侧电极板的中心在腋中线上。

前后位右前壁锁骨下

背部左肩胛下。

尖后位心尖部

背后右肩胛角

除颤波形和能量水平 单相波形电除颤360双相波形电除颤150 200

### 除颤用物准备

除颤器、导电膏 盐水纱布 电除颤时尚需配备各种抢救和心肺复苏所需要的器械和药品

如氧气、吸引器、气管插管用品、血压和心电监测设备 及配有常规抢救药品的抢救车等 以备急需

3电能的选择 电复律所用电量用J表示。按需要量充电，心室颤动为250J~300J，非同步复律。室性心动过速为150J~200J，自动除颤仪，心房颤动为150J~200J，心房扑动为80J~100J，贵州除颤仪，室上性心动过速100J，除颤仪的操作流程，均为同步复律。

武汉医捷迅安商贸有限公司、品牌经销 供应席勒除颤仪、普美康单除颤仪、普美康双相波除颤仪等品牌除颤设备。我们的宗旨是：客户的要求，我们的追求！

心脏除颤仪/普美康Defi-B型便携式心脏除颤仪/席勒除颤仪/普美康XD除颤仪

消瘦而肋间隙明显凹陷而致电极与皮肤接触不良者宜用盐水纱布，并可多用几层，可改善皮肤与电极的接触。两个电极板之间要保持干燥，避免因导电糊或盐水相连而造成短路。也应保持电极板把手的干燥。不能被导电糊或盐水污染，以免伤及操作者。当心脏手术或开胸心脏按摩而需作心脏直接电击除颤时，所需专有小型电极板，一块置于右心室面；另一种置于心尖部，心脏表面洒上生理盐水，电极板紧贴心室壁。

普美康除颤仪-贵州除颤仪-医捷迅安公司由武汉医捷迅安商贸有限公司提供。武汉医捷迅安商贸有限公司在医疗器械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，医捷迅安一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。同时本公司还是从事红蓝光治疗仪，红蓝光治疗仪仪器价格，优瑞红蓝光治疗仪的厂家，欢迎来电咨询。