

泰安控温多用高速组织捣碎机

产品名称	泰安控温多用高速组织捣碎机
公司名称	上海昀跃仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室
联系电话	13761394637 13761394637

产品详情

电磁阀盘式真空过滤机为间断型实验室真空过滤设备，主要供地质、冶金、煤炭、建材等系统科研实验单位，在开展矿石可选性实验工作中，作为浮选，磁选等作业粘稠泥质矿浆过滤之用，亦用供选矿厂或其它部门生产过程中各作业点检测样品时，进行固液分离时使用。

结构特点：

电磁阀盘式真空过滤机结构简单，紧凑，真空系统工作可靠，具有较高的真空度，为防止真空负压罐内的液体进入真空泵，在器内设置了上下接点，当液体达到预定高度是真空泵自动停车，同时打开放气电磁阀，待液体排完后自行起动。

电磁阀盘式真空过滤机技术参数：

- 1、滤盘直径：大盘 240mm，小盘 120mm。
- 2、滤盘容量：大盘容量3.6升，小盘容量0.64升。
- 3、矿浆浓度：10%-30%左右
- 4、矿浆粒度： 0.5mm
- 5、过滤样品重量：大盘成饼干重不超过500克，小盘成饼干重不超过100克。
- 6、过滤时间：一般物料5-10分钟
- 7、滤饼水分：一般物料不大于26%
- 8、真空度：不低于91.2KPa(684毫米柱)
- 9、电源：380V、三相四线制

10、整机耗电量：不大于1.6KW

11、外型尺寸：长X宽X高 1038X420X970mm

12、总重量：约160kg

企业视频展播，请点击播放

视频作者：上海昀跃仪器设备有限公司

控制系统参数：

(1) 温度控制系统：采用接触式控温方式，控温多用高速组织捣碎机，控温无误差，使用铂电阻温度传感器；实时检测控制并显示微波消解反应罐内的温度和曲线；

* (2) 温度控制范围：0~300 ；控温精度：±0.5 ；

* (3) 控温能力：速率升温功能。

* (4) 压力控制系统：采用非接触式控压方式，控压无误差，是沿袭100年技术成熟的控压方式。实时检测控制并显示微波消解反应罐内的压力和曲线；

* (5) 压力控制范围：范围: 0~6MPa , 0-10MPa.0-15MPa , 任选。;控压精度：MPa；

* (6) 压力保护：超压自动调整/停止微波发射并自动报警；

反应罐参数：

* (1)、额定温度 300 ，gao压力 1500psi；

(2)、内罐材质：聚四氟材料；

(3)、防爆外套管材质：PEEK宇航材料；

* (6)、内罐反应容积：100ml；

* (7)、高压消解罐批处理量 10个样品/批

* (8) 防爆膜片采用陶瓷压紧，陶瓷受热不变形，四氟受热变形，起不到防爆膜作用，采用陶瓷件压紧。

* (9)、消解罐工作方式为360°同向连续旋转，微波均匀，保证各个样品微波环境相同，提高实验结果的一致性

一、顶击式标准振筛机ZBSX-92A型产品说明：

顶击式标准振筛机适用于公路、建筑、地质冶金科研等部门的试验室对物料进行筛分分析，每次开机5分钟，既方便又简单完成分级工作，是本公司自行研发生产的新一代产品。

具有体积小、重量轻、结构先进、性能良好、转幅度大、振击力强、筛分效果好、使用方便灵活等特点。

二、顶击式标准振筛机ZBSX-92A型工作原理：

本仪器主要由摆动机构、震击机构、夹紧机构等部分组成。电动机通过转动轴，蜗轮付带摆动架上的主偏心轴旋转，从而又连带其它两个付偏心轴回转促使整个筛组的摆动半径，也等于偏心距的平面圆周摆动。同时在一台电动机带动另一对蜗轮付通过凸轮，顶杆装有筛组的摆动架，周期地顶起靠自重下落在机座的砧座上，使摆动架得到平面圆周摆动的同时进行震击。

三、顶击式标准振筛机ZBSX-92A型主要技术参数：

- 1、重量：约120kg
- 2、电压：380V
- 3、外形尺寸（长×宽×高）：550mm×380mm×730mm
- 4、振击次数：147次/分
- 5、筛摇动次数：221次/分
- 6、筛子直径：300mm——200mm
- 7、筛子震幅：8mm
- 8、回转半径：12.5mm
- 9、电机功率：0.75KW

泰安控温多用高速组织捣碎机由上海昀跃仪器设备有限公司提供。“台车式电阻炉,箱式炉,干燥箱,井式炉,工业箱式电阻炉等”选择上海昀跃仪器设备有限公司，公司位于：上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室，多年来，上海昀跃坚持为客户提供好的服务，联系人：赵经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。上海昀跃期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事恒温恒湿培养箱，实验室恒温恒湿培养箱，智能恒温恒湿培养箱的厂家，欢迎来电咨询。