

# 顺康经皮肾镜维修企业 顺康经皮肾镜维修 广州云启公司

产品名称	顺康经皮肾镜维修企业 顺康经皮肾镜维修 广州云启公司
公司名称	广州云启医疗设备维修服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州天河区东环路126号广信 (国际)机械大厦2栋311
联系电话	15013291722 15013291722

## 产品详情

### 光学硬镜维修关节镜维修

广州云启--顺康经皮肾镜维修

史赛克腹腔镜系统的故障维修

### 2.日常维护和注意事项

史赛克腹腔镜系统的高使用率和低故障率，与日常维护和使用操作习惯息息相关。（1）需要定期对成像主机、冷光源、机进行内部灰尘以及衣物纤维进行清洁。（2）在使用过程中，确保光导纤维不能弯折，避免各种光学视镜掉落地上和与硬物碰撞。当内窥镜配合激化、高频电刀、微波等光电技术进行手术时，应该注意窥镜前端和点的距离，保证窥镜前端不被或者烧灼。（4）请勿将多个内窥镜一块清洗，或将内窥镜与其他器械一块清洗；切勿用超声波清洗内窥镜。（5）机应使用高质量CO2气源，纯度大于等于99.99%。顺康经皮肾镜维修

广州云启--顺康经皮肾镜维修

### 3.小结

长期的维修经验告诉我们，腹腔镜系统60%的故障都是简单故障，其中多数是由于使用不当或操作失误引起的。因此，我们必须掌握设备的工作原理，严格遵守操作规程，做好日常清洁和维护，才能降低故障率，提高使用效率。顺康经皮肾镜维修

## 光学硬镜维修鼻窦镜维修

广州云启--顺康经皮肾镜维修

STORZ0度(26006AA)5毫米腹腔棒镜的装配

棒镜正确的装配方法。

(1), 顺康经皮肾镜维修企业, 用长度适当的金属棒条卷脱脂棉粘少许酒精清洁内镜的内管, 用同样的方法擦试二到三次确定内管已清洁干净, 放入烘干箱内, 顺康经皮肾镜维修供应商, 温度调到80摄氏度, 烘干一到二小时。顺康经皮肾镜维修

广州云启--顺康经皮肾镜维修

(2) 从烘干箱中取出内镜, 将镊子和棉棒把原来镜体内替换好的棒镜和间隔环按顺序依次装入镜体内, 顺康经皮肾镜维修方案, 方法如下: 一手拿金属镊子一手拿木镊子, 用金属镊子将放置在棒镜槽中的棒镜取出交到另一只手上的木镊子上夹稳。放下金属镊子同时取一棉棒粘少许酒精, 先清洁棒镜圆柱外围的灰尘, 换另一条棉棒加少许酒精擦试棒镜两端的灰尘。确认棒镜擦试干净后把棒镜放在热吹风的风口处吹三到四秒钟, 按棒镜正确的装配方法迅速将棒镜装入镜体。(放入镜体内让镜子竖立将棒镜自由滑下镜体内, 且不要用外力推下) 顺康经皮肾镜维修

广州云启--顺康经皮肾镜维修

腹腔镜Smith—Nephew机故障分析

Smith—Nephew机的内部结构代表目前的世界水平。整体结构见图, 顺康经皮肾镜维修, 其主要由减压部分、传感部分、控制部分及面板显示部分组成。减压部分主要由c02气体减压阀及压力检测传感器组成。其作用是降低输入c02气体压力并且通过管内压力来测量c02气体的容量大小。传感部分主要是指输出部分的管道内置压力传感器及电磁阀部分。这部分可以说是机的触须, 通过这部分可灵敏感觉压力的微小变化从而产生不同的电流大小, 通过控制电路控制电磁阀的启闭程度来控制单位时间的c02排气量。顺康经皮肾镜维修

广州云启--顺康经皮肾镜维修

控制部分的主板主要由MAX691cPE、P8032AH及132cNG运算块组成的压力及排气量控制电路和M9818输出总排气量控制块和LH5164A总电源控制集成块组成。另外还有一块可擦写式集成块写有整机控制保护程序。同时组成的还有四组10K可调变阻器用来调节压力电磁阀的技术比较参数。总体来讲机就是利用压力来高精度控制排气量的一种仪器。顺康经皮肾镜维修

顺康经皮肾镜维修企业-顺康经皮肾镜维修-广州云启公司(查看)由广州云启医疗设备有限公司提供。广州云启医疗设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东广州的医疗服务等行业积累了大批忠诚的客户。广州云启带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！