

# PCR超净台 胥硕设备 桌上型PCR超净台

产品名称	PCR超净台 胥硕设备 桌上型PCR超净台
公司名称	苏州胥硕仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇上供路288号3幢610室
联系电话	13913102159

## 产品详情

### 显微镜日常使用注意事项？

胥硕CB系列 PCR -UV紫外灭菌操作台，是一款单人位的洁净的、带有紫外线灭菌功能的操作柜（或称操作台），净化PCR超净台工作台，它可以帮助用户快速地、方便地创建一个相对洁净的、无菌的操作空间。注意，这里所说的无菌不是完全的无菌，只是相对的无菌，应为通过过滤器过滤后的空气其颗粒度含量已经非常低，加上UV紫外灯的照射灭菌，可以建立一个相对洁净的、无菌的环境。

当镜头表面沾有油污或指纹时，PCR超净台，可用脱脂棉蘸少许无水乙醇和的混合液轻轻擦拭；

不能用有机溶液清擦其它部件表面，特别是塑料零件，可用软布蘸少量中性洗涤剂清擦；

胥硕仪器科技提供德国克鲁士全系列显微镜，实验室安全防护PCR超净台，这些系列包括用于冶金行业的金相显微镜、用于珠宝鉴定的宝石行业专用显微镜、用于生物及细胞培养等领域的倒置生物显微镜以及双目、单目显微镜、立体显微镜等，欢迎咨询！

在任何情况下操作人员不能用棉团、干布块或干镜头纸擦拭镜头表面，否则会刮伤镜头表面，严重损坏镜头，也不要用水擦拭镜头，这样会在镜头表面残留一些水迹，桌上型PCR超净台，因而可能滋生霉菌，严重损坏显微镜；

仪器工作的间歇期间，为了防止灰尘进入镜筒或透镜表面，可将目镜留在镜筒上，或盖上防尘塞，或用防尘罩将仪器罩住；

显微镜尽可能不移动，若需移动应轻拿轻放，避免碰撞；

不允许随意拆卸仪器，特别是中间光学系统或重要的机械部件，以免降低仪器的使用性能。

胥硕CB系列所有型号的PCR -UV紫外灭菌操作台顶部均配有304不锈钢的倒流板，以提高洁净气流的吹出均匀性，使得操作空间内（操作区域内）洁净气流以“面”的方式自上而下的吹出，尽量避免洁净气流的死角，从而有效地提高操作空间内的洁净度，增加对样品的保护功能，避免样品因处在洁净气流的“死角”而被污染的可能。

XS胥硕PCROOM系列CB1V65型台式、单人位UV无菌工作台由胥硕仪器科技独立开发，该工作台提供了单人操作的、经UV紫外线灭菌的净化的单人实验操作空间，能够快速地被布置使用！目前，该系列提供手动控制型CB1V6501、预约定时型CB1V6502以及程序控制型CB1V6503等三种常规型号！同时，只针对一些有特殊需求的用户，我们也提供一些定制型号！

PCR超净台-胥硕设备-桌上型PCR超净台由苏州胥硕仪器科技有限公司提供。PCR超净台-胥硕设备-桌上型PCR超净台是苏州胥硕仪器科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：朱经理。