

# 口红折断试验机

产品名称	口红折断试验机
公司名称	济南三泉中石实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务大厦1635室（注册地址）
联系电话	0531-67813036 15665715386

## 产品详情

### 口红折断试验机

口红是现代女性妆容的必备品，它为我们的嘴唇增添了色彩和生机。然而，市面上的口红质量参差不齐，如何做一款、耐用的口红，成为了诸多厂家关注的焦点。口红折断力测试仪正是可以解决这一问题，它通过、客观的测试方法，评估口红的硬度和耐用性。

该设备主要由机架、加载系统、传感器、控制系统和测量系统等部分组成。采用高精度传感器和精密机械结构，能够对口红的折断力进行准确测量。同时，它还配备了多种测试附件，可适应不同类型的口红测试。

测试原理基于弹性力学和材料力学。在测试过程中，仪器对口红样品施加一定力度，模拟日常生活中可能遇到的口唇涂抹等动作，观察口红是否容易折断。通过测量样品在受力过程中的变形量和断裂负荷，可以计算出口红的硬度和耐折断性能。

口红折断力测试仪适用于各类口红品牌的品质检测和研发部门。对于生产厂家而言，使用该仪器可以对自己的产品进行质量把关，确保产品硬度和耐用性达到标准。

### 操作步骤

准备样品：挑选需要测试的口红样品，确保其表面平整无缺陷。

安装传感器和附件：将口红样品安装到测试附件中，并固定好传感器。

设置参数：根据测试需求设定测量范围、加载速度等参数。

开始测试：按下启动按钮，仪器开始对样品施加力量，记录变形量和断裂负荷。

数据处理与分析：根据测试数据，计算出口红的硬度和耐折断性能指标，并进行对比和分析。

## 技术参数

测量范围：0-300N（其他量程可定制）

测量误差： $\pm 0.5\%$

测量速度：10mm/min（1-500mm/min无极变速）

速度精度： $\pm 2\%$ 精度

机器尺寸：310mm × 400mm × 560mm（长宽高）

重量：26Kg

产品包装在各行各业都扮演着重要的角色。首先，包装对于产品的保护是至关重要的。比如对于物理机械性能，包装都能够有效地保护产品，防止其在生产、运输、储存及使用过程中受到损害。

尤其对于药品这种对安全性和有效性有严格要求的产品来说，包装的保护作用更是至关重要。例如在药品包装材料的选择和生产过程中，需要充分考虑其物理机械性能，以满足药品对包装的基本要求。

总的来说，药品包装作为产品出厂后质量保护的关键环节，其重要性不容忽视。各行业应加强对包装质量的管理和控制，同时注重包装物理机械性能的准确性，以确保产品的整体质量和安全性。

## 口红折断试验机

此为广告