

# 无菌均质器

产品名称	无菌均质器
公司名称	南京普森仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	南京市江宁区金箔路730号恒达大厦2单元1103室
联系电话	86-02552391327 13776565245

## 产品详情

普森品牌无菌均质器是南京普森仪器设备有限公司的销量主推产品！

应用领域：食品微生物分析；动物组织、生物样品、化妆品的均质处理；肉、鱼、蔬菜、水果、饼干等。无菌均质器使从固体样品中提取细菌的过程变得非常简单，只需将样品和稀释液加入到无菌的样品袋中，然后将样品袋放入拍击式均质器中即可完成样品的处理。有效地分离被包含在固体样品内部和表面的微生物均一样品，确保无菌袋中混合全部的样品。处理后的样品溶液可以直接进行取样和分析，没有样品的变化和交叉污染的危险。无菌均质器技术参数：有效容积：3~400ml 规格：w280\*d440\*h260mm

拍击间距：0~50mm可调 观察窗：4个 压印踏板：2块 整机重量：18kg 速度调节：1~10级

发动机速度自动调节功能1：可连续1秒~60分钟，自由调节：

2：实现分：秒或小时：分等单位选择（可在内部进行变更）

3：timer运行完成时，发出蜂鸣声（可调节时间）

4：停电恢复时，按照剩余时间运行（时间记忆功能：每2分钟储存一次）

无菌均质器主要特征：国际领先的踏板压印功能，使得粉碎更加细致。

箱门：四块强化透明窗口，可确认粉碎运行程度。

窗口传感器功能（箱门手柄：start/stop功能，未关紧时红灯亮起）。

led指示灯便于检查内部均质情况 踏板距离调节功能：厚/薄样品均可全部粉碎

提示功能：（粉碎完成后，自动发出蜂鸣声）通过lcd确认运行状态、速度、时间的功能

均质开始时，绿灯闪烁。均质结束时，红灯亮起。有关南京普森仪器设备有限公司相关产品

官网[www.njps17.com](http://www.njps17.com)