

## 湖南丁基橡胶手套公司「在线咨询」

产品名称	湖南丁基橡胶手套公司「在线咨询」
公司名称	艾明珂科技（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区宋庄镇丁各庄环村北路2-1号
联系电话	18515419377 18515419377

## 产品详情

### 手套箱应用领域及用途

手套箱应用领域：

- 1、半导体工业中MOCVD技术
- 2、特种灯（HID）开发与生产
- 3、微电子、激光及等离子焊
- 4、OLED/PLED开发与生产
- 5、锂离子电池开发与生产
- 6、无机/有机化学研究
- 7、金属卤化物/金属粉末/陶瓷粉末研究
- 8、纳米材料研究
- 9、催化剂研究
- 10、YAG激光焊接

用途：操作需要隔绝空气进行实验，保护实验者免受有毒化学品的伤害。比通风柜隔绝，但操作起来比较不便。主要用于毒性特别强的情况。进行可能造成严重生物性危害的实验，例如病菌。

想了解更多产品信息，您可拨打图片上的电话咨询！艾明珂科技有限公司竭诚为您服务！

## 手套箱操作步骤

将物件放入与取出主箱体的方法：

1、将物件放入主箱体的方法：当您完成“抽真空与充气”的操作后，如需要放物件放入主箱体，请先将过渡室的内门关上，打开过渡室的外门，丁基橡胶手套公司，将物件放入，然后关上外门，利用过渡室上的二个阀门进行抽气和充气。务必使主箱体和过渡室内的压力与大气压基本平衡，才能打开里面的门，将物件拿进主箱体。

2、将主箱体内物件取出的方法：先将物件放入过渡室，关紧过渡室内门。如过渡室内气压与大气压基本平衡，即可打开过渡室外门将物件取出。

想了解更多产品信息，您可拨打图片上的电话咨询！艾明珂科技有限公司竭诚为您服务！

## 手套箱常见故障及解决办法

1、水氧含量大于200ppm

原因：新箱调试或误操作。

办法：停止循环，开启清洗，清洗至100ppm以下，开启循环。

2、屏幕显示主阀压力不足0.4MPa或主阀信号故障

原因：气源压力不足。

办法：换气瓶，增大压力至0.4-0.5MPa。

3、屏幕显示“ Pump Switch Off ”

原因：真空泵阻力过大，造成跳闸。

办法：维修真空泵后，打开电柜，合上跳闸开关。

想了解更多产品信息，您可拨打图片上的电话咨询！艾明珂科技有限公司竭诚为您服务！

湖南丁基橡胶手套公司「在线咨询」由艾明珂科技（北京）有限公司提供。艾明珂科技（北京）有限公司是一家从事“手套箱,溶剂净化”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“艾明珂”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使艾明珂在工业自动化控制系统及装备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！