

吸量管和微量移液器原则选择 胥硕售后 海口移液器

产品名称	吸量管和微量移液器原则选择 胥硕售后 海口移液器
公司名称	苏州胥硕仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇上供路288号3幢610室
联系电话	13913102159

产品详情

如何正确选择购买移液器（俗称移液）中？

我们已经讨论了上部分，从产品的性能等方面判断如何选择一支比较好的移液器（俗称移液），这里从移液器产品的人体工程学设计主要可以考虑以下几点：

- 1，完成一个移液循环拇指的移动距离短，意味着舒适度更高；
- 2，比较相同量程的移液器完成一次排液（一定要按到底）所需的拇指用力，移液器吸头如何选择，这是影响舒适性的关键，选择合适的移液器，用力越少意味着长期使用造成手指损伤的风险越小；
- 3，装卸吸头，同样是越省力越好；
- 4，移液器的重量适中，过重会增加手的负担，但过轻也往往意味着材质可能差强X人意；
- 6，其它的辅助设计，如壳体的磨砂设计以及指钩设计，有助于进一步提高舒适性。
- 7、扁平的符合人体手掌特性的曲线设计，与手掌的贴合程度越高，操作越舒适、越省力；
- 8、操作手柄的防滑设计，避免打滑；

STARLAB移液器的容量调节方法？

调节量程

在调节量程时，应将STARLAB移液器的容量操作按钮向上拉起，听到咔哒声，这时便可以调节，调节完成后，再将按钮压下，听到咔哒声后容量锁定，此时无论如何旋转，容量都不会改变！这就是STARLAB的容量锁定功能！如果要从大体积调为小体积，则按照正常的调节方法，逆时针旋转旋钮即可；但如果要从小体积调为大体积时，则可先顺时针旋转刻度旋钮至超过量程的刻度，再回调至设定体积，这样可以保证量取的X高精X确度。在该过程中，千万不要将按钮旋出量程，否则会卡住内部机械装置而损坏了移液器。

STARLAB的手动移液器的容量调节很麻烦吗？

STARLAB手动移液器全系列设计了容量锁定按钮，调节容量时，需要首先将容量锁定按钮打开，然后才可以调节容量，调节结束后再锁定，则无法调节容量！这和很多移液器比起来，似乎多了一步操作，显得有点麻烦，吸量管和微量移液器原则选择，但很多时候，矛与盾总是相对立的。因为，如果没有容量调节按钮，则移液器在使用过程中，容量非常容易改变，这种改变时非预期的，从而导致实验结果的不可靠！因而相对于调节容量时多操作一步而言，其造成的结果危害程度要大的多，海口移液器，并且，现在实验室越来越重视安全、防呆设计，以从设计上避免不可靠的风险，所以，STARLAB的手动移液器的容量锁定功能时又实际意义的，值得肯定的！

吸量管和微量移液器原则选择-胥硕售后-海口移液器由苏州胥硕仪器科技有限公司提供。苏州胥硕仪器科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的实验仪器装置等行业积累了大批忠诚的客户。胥硕仪器带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！