

普美康除颤仪售后 医捷迅安 普美康除颤仪

产品名称	普美康除颤仪售后 医捷迅安 普美康除颤仪
公司名称	武汉医捷迅安商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区珞狮南路和文荟街交叉口南湖星光时代18层
联系电话	13995560945 13995560945

产品详情

心脏除颤仪/普美康Defi-B型便携式心脏除颤仪/席勒除颤仪/普美康XD除颤仪

维护电池

除颤仪可用交流电，也可用电池供电，电池装入除颤仪后，应充电24小时以保证电池达到全容量，平时应将仪器与交流电源相连接逼供内在每次使用后充足电，否则，将降低电池容量与寿命。如果除颤仪在没有交流电源情况下存放超过1个月，首先要将电池充电48小时，然后将其从仪器取出，置于凉爽、干燥的地方，但不宜于零摄氏度以下存放。每6个月对存放的电池充电至少24小时，普美康除颤仪价格，以确保电池不会在存放期间完全放电。当仪器内电池取出时，普美康除颤仪配件，就应立即在仪器上标明，此时需要交流电才能工作。

心脏除颤仪/普美康Defi-B型便携式心脏除颤仪/席勒除颤仪/普美康XD除颤仪

保持仪器外部无灰尘，地清除掉除颤电极上的异电胶，可用肥皂水、含氯漂白剂等非腐蚀性洗涤剂清洗外表部，清洗时不要让任何液体进入仪器内部，普美康除颤仪售后，不可用强溶剂如丙酮或丙酮基复合物，普美康除颤仪，显示屏容易碎裂，清洁时要非常小心。不要对监护导联和除颤电极进行蒸气消毒或气体熏蒸消毒。

除颤仪的临床应用

1设备 电复律机也称除颤器，是实施电复律术的主体设备。配有电极板，大多有大小两对，大的适用于成人，小的适用儿童，使用前检查除颤器各项功能是否完好，电源有无故障，充电是否充足，各种导线有无断裂和接触不良，除颤器作为抢救设备，应始终保持良好性能，蓄电池充电充足，方能在紧急状态下随时能实施紧急电击除颤。

普美康除颤仪售后-医捷迅安(在线咨询)-普美康除颤仪由武汉医捷迅安商贸有限公司提供。武汉医捷迅安商贸有限公司是从事“实验室仪器耗材的批发零售,电子仪器设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。同时本公司还是从事耳鼻喉内窥镜，耳鼻喉内窥镜生产厂家，耳鼻喉内窥镜的厂家，欢迎来电咨询。