

SH103微量水分测定仪

产品名称	SH103微量水分测定仪
公司名称	济南盛泰仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南凤凰山路201
联系电话	0531-85919987 13256656118

产品详情

技术参数：

卡尔——菲休库仑法，对不同物质进行微量水分测定，是一种最可靠的方法，本微量水分测定仪成功的应用了这一方法，并采用了微计算机控制，其分析速度快，精度高，液晶屏中文显示，自动打印，双cpu设计，空白电流自动扣除功能且有仪器故障自诊，菜单选择等功能，以达到更好的操作与使用，具有操作简单，全自动的分析仪器。是绝缘油水分分析的最理想仪器

显示方式：大液晶屏幕全中文显示

滴定方式：微计算机控制电量滴定

输出方式:自动计算,可输出ug、ppm和%

测量范围：1ug—100mg

分辨率：0.1ug

电解控制：自动电解电流跟踪控制（最大400ma）

滴定速度：2.5mg/min(最大)

灵敏度：0.1ug---100g不大于2%

1mg以上转化为0.3%(不含进样误差)

终点显示：信息显示、蜂鸣器响、终点指示灯亮

日期： 年 月 日 小时 分钟

打印机：16个字符针式打印 纸宽44毫米

电 源：交流220v ± 10% 50hz ± 10%

功 率：60va

使用环境温度：5-40~c

使用环境湿度： 90%

外型尺寸：290x380x120

重 量：9kg

电话:0531-85919987

传真:0531-85897987

网址:<http://www.st-test.net>

信箱: shengtai@st-test.net

详细资料,敬请登济南盛泰仪器设备有限公司以下网站:

<http://www.st-test.net/cpzx/01/05.html> ">微量水分仪
