

SH107自动界面张力仪

产品名称	SH107自动界面张力仪
公司名称	济南盛泰仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南凤凰山路201
联系电话	0531-85919987 13256656118

产品详情

自动张力仪采用圆环法在非平衡的条件下，测量各种液体表面张力（液—气相界面）及矿物油与水的界面张力（液—液相界面）。该仪器采用了微处理机技术，自动化程度高，操作简单，工作可靠，被测样品注入样品杯后，只要按动启动键，仪器便可自动完成对试样的测量，并能自动根据输入的具体参数计算出被测试样的张力值。

该仪器采用单片机技术，大屏幕液晶显示，外型美观，自动化程度高，操作简单，准确度高，重复性好。输入数据参数掉电保存；具有温度修正功能。该仪器广泛适用于电力、石油、化工、铁路等行业生产过程与产品中界面张力的测定。

技术参数

显示系统：大屏幕液晶显示界面张力

测量方法：

圆环法（gb/t6541-86）；

测量范围：5～95mn/m

运动速度：快速：1mm/s

慢速：0.3 0.4mm/s

灵敏阀：0.1mn/m

准确度：±0.4mn/m

适用温度：10--30

适应温度： 80%

电源：交流220v ± 5% , 50h2

消耗功率：20va

外形尺寸：长185 , 宽290 , 高360

重量：15kg

电话:0531-85919987

传真:0531-85897987

网址:<http://www.st-test.net>

信箱: shengtai@st-test.net

详细资料,敬请登济南盛泰仪器设备有限公司以下网站:

<http://www.st-test.net/cpzx/01/01.html> ">自动界面张力仪
