

上海市国产移液器密合检测

产品名称	上海市国产移液器密合检测
公司名称	苏州胥硕仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇上供路288号3幢610室
联系电话	13913102159

产品详情

移液器密合性不良的产生

密合性不良产生的原因很多，但总的来说主要有存放环境不当或使用不当导致活塞和活塞套之间的润滑硅脂硬化、污染、脱落等；此外，对于一些使用时间较长的移液器，也会因为活塞与活塞套之间的磨损导致间隙变大从而影响密合性；另外，还有一些如安装或保养过程中的操作不当，导致活塞变形（尤其针对一些微量移液器，其活塞非常脆弱）而影响密合性。总之，日常的移液器使用、保养、校准等过程中，存在诸多可能导致密合性不良的风险，因此，日常使用中务必正确操作。

E-PLD2100系列移液器泄漏检测仪设置有管理员权限

E-PLD2100系列对使用人员进行了权限控制管理，对于设计设备系统的关键参数，需要具有相应权限的管理人员才可以进行设置，以避免使用中这些关键参数被修改而给实验带来的不良影响。这是一种非常实用的功能，对于实验室设备管理人员来说，可以方便地管理设备，确保设备始终能够可靠的被使用！

E-PLD2100系列移液器泄漏检测仪，比你看到的更多！

E-PLD2100系列移液器泄漏检测仪，整个操作界面非常简洁，国产移液器密合检测，触控按钮

非常简单，但这并不是说E-PLD2100系列移液器泄漏检测仪自身就十分简单，而是因为，我们将大量的工作放在的后台！在控制系统的后台，我们拥有众多基于检测中的多种情况的判断等，但在前台，即用户可以看到的界面，我们力争简洁、简单，确保用户容易操作，不繁琐！这是就是我们的产品E-PLD2100系列移液器泄漏检测仪的设计初衷！

上海市国产移液器密合检测由苏州胥硕仪器科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州胥硕仪器科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为实验仪器装置具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!