

蛇牌GD685马达维修公司 广州汇益

产品名称	蛇牌GD685马达维修公司 广州汇益
公司名称	广州汇益医疗设备维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区大灵山路11号明汇科创社区A1栋205
联系电话	13660543630 13660543630

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州汇益医疗设备维修有限公司

蛇牌动力

注意事项：不要用氧气运行HiLANXS气动马达!

不能超过10bar/145psi的更大运行压力。

只能使用完全笔直的附件。由于已经弯折的附件运行会不正常，在高速运转的情况下可能加剧弯曲甚至断裂，高速飞出从而伤及人体。

不得使用比手柄更长的附件，只有附件和手柄上的环数相符合才能使用。

附件的高速运转使得刀片达到很高的温度，可能导致燃烧和组织坏死及加快刀片自身的损伤。因此在使用过程中须对附件进行持续的降温处理。

蛇牌GA465供气管维修【广州汇益】

进口蛇牌铣刀手柄GB740R说明:气钻铣刀手柄GB740R清洗

蛇牌保养油GA059

重要：经常检查铣刀，开颅头及各种磨头的磨损情况，及时更新，蛇牌GD685马达维修公司，预防手柄的过度损耗。

气钻铣刀手柄GB740R

磨钻手柄GB757R

蛇牌保养喷油GB600喷嘴

气动动力系统的灭菌消毒

供气管GA465及脚踏开关不需要消毒

马达、手柄及其连接气管GA513需高压消毒

【广州汇益】蛇牌动力系统维修

气动动力系统的灭菌消毒

1. 供气管GA465及脚踏开关不需要消毒

2. 马达、手柄及其连接气管GA513需高压消毒

气动动力系统消毒方式：

1. 高温高压(134 2bar 5分钟)干燥10分钟

2. 低温等离子灭菌

3. 消毒后应自然冷却.

蛇牌动力系统维修【广州汇益】高速动力的使用: 使用时应保持供气管路的顺畅，海南蛇牌GD685颅脑钻，防止气管扭曲、弯折，导致气压下降，蛇牌GD685颅脑钻故障原因，转速不够等问题；使用中应采取正确的手势，如开颅钻、铣刀应垂直使用，自然移动，避免强行操作造成器械损坏

蛇牌GD685马达维修公司-

广州汇益(推荐商家)由广州汇益医疗设备维修有限公司提供。广州汇益医疗设备维修有限公司是广东广州,医疗设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在广州汇益领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创广州汇益更加美好的未来。