

使用理疗灯的优点治疗方便、价格低廉

产品名称	使用理疗灯的优点治疗方便、价格低廉
公司名称	河南传承医疗器械公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	郑州郑东新区商务外环路九如路王鼎国际大厦1002室
联系电话	0371-66758993 15890085326

产品详情

一、产品特点 具有消炎、消肿、镇痛、止痒、止泻、促进血液循环、改善微循环（活血化瘀）、增强免疫力、增强细胞活力及酶的活性，促进自身调理机制、调解生理机能的作用。是一种疗效高、见效快、无疼痛、用途广、使用灵活、定位准确、经久耐用、外形美观、携带方便、性价比高的医疗保健器械。

二、产品形式 治疗器按结构形式分为两种类型，立式治疗器：分为单头和双头，并带有脚轮；台式治疗器：为单头，可置于台面上使用。产品结构及组成：治疗器有治疗头、控制盒（定时器、控制电路、防倾倒装置等），机身和脚架（底座）、脚轮组成；其中治疗头应有辐射板、加热器和防护罩，机身应带有支臂，用于支撑治疗头。三、产品概述 1、特定电磁波：是指发热体（加热器）的热能有效地转化为红外辐射能量，以红外谱段（远红外）为主的辐射，其能量主要分布在2-25um波长范围内的电磁波。

2、特定电磁波治疗器（tdp）：利用电磁波辐射效应（热效应）对人体治疗的非接触式医疗设备。

四、产品用途 1. 美容保健:红外线光谱渗透性强，深层加热肌肤，有效改善血液循环，改善皮肤组织，具有美容健体功效。是家庭，美容院，医院理想的理疗美容产品。 2. 理疗:减轻伤痛，辅助治疗风湿病，腰部风湿痛、感冒肌肉酸痛、缓解关节炎、促进伤口愈合.医用红外线热理疗。 3.取暖:红外线加热快，发热效率高 发热源比较稳定 发热范围较广(1米到3米)寿命长(8000小时)。加热方式也不同于普通的取暖器，不是以加热空气，再通过热的空气来使人体取得热量。而是通过红外线的辐射来加热，这种方式就象人晒太阳一样，即使有风不影响取暖器的使用，能使用户享受到温暖。即使在晚上使用也没有眩目的光线，一方面过滤掉了对人体有害的紫外线，一方面使红外线透过率能达到95%，具有很高的加热效率。

五、功能介绍 1、激活生物大分子的活性.在红外光子的作用下,使生物体的分子能级被激发而外于较高振动能级，这便激活了核酸蛋白质等生物大分子的活性，从而发挥了生物大分子调节机体代谢，免疫等活动的功能，有利于机体机能的恢复和平衡，达到预防治病的目的。 2、促进和改善局部和全身的血液循环，红外作用于皮肤后，大部分能量被皮肤吸收，被吸收的能量转化为热能，引起皮温升高，刺激皮肤内热感受器，通过丘脑反射，使血管平滑松弛，血管扩改，血液循环加强。另一方面，由于热的作用，引起血管活性物质的释放，血管张力降低，浅小动脉，浅毛细血管和浅静脉扩张，血液循环加快，血液循环得以改善。 六、红外理疗器治疗疾病的优点 1、红外理疗器治疗各种疾病是当代最新型的理疗仪器。通过远红外线照射局部疼痛点（即疾病部位）不用打针、不用吃药、不动手术使患者舒舒服服地治好，既不伤胃、又不伤肾脏和皮肤。

2、红外理疗器与药物和其他疗法无矛盾，与中西药同时为患者治疗疗效更佳，还缩短疗程。 3、红外理疗器疗效明显迅速，对很多疼痛性疾病有显著的止痛作用，在消肿、止痒、止痛及其他疾病上有较好的治疗作用。 4、红外理疗器具有良好的铜镜活血止痛的作用，中医认为：不通则痛。凡痛炎、硬瘫与气

血循环障碍有直接关系。远红外理疗器可以消除痛炎、硬瘫，以改善病变部组织的气血循环从而使失衡的肌体得以恢复，达到“阴平阳秘”。七、使用方法 1、插好电源插头，接通电源，绿色指示灯亮。将定时器调整到所需治疗时间，黄色指示灯亮，红外线保健仪开始工作。 2、调整红外线灯头与照射部位的具体，照射时间一般为25-35cm，以照射部位感觉舒适为宜，治疗时间每次30-60分钟，每日1-2次。 3、治疗完毕，将定时器旋至“off”位置，拔下电源插头。