

aed心脏除颤仪 医捷迅安 心脏除颤仪

产品名称	aed心脏除颤仪 医捷迅安 心脏除颤仪
公司名称	武汉医捷迅安商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区珞狮南路和文荟街交叉口南湖星光时代18层
联系电话	13995560945 13995560945

产品详情

普美康AED自动体外除颤仪

特有的电流控制除颤

新型的PRIMEDIC除颤脉冲通过一个电流调节的脉冲输出级产生。在整个脉冲过程中，心脏除颤仪，无论病人阻抗高低，都保持着精确的电流强度。传统的脉冲形式存在的缺陷是：高阻抗病人接受除颤的能量过少，而低阻抗病人接受的除颤能量过高。

新一代除颤仪采用的是双相脉冲波形（在除颤过程中一次性改变脉冲方向）。与传统的除颤脉冲相比，在PRIMEDIC脉冲波形中，aed心脏除颤仪多少钱，电流强度被主动地调节至一个预先设定的值，脉冲持续时间也被确定。病人是唯一的变量。由此根据不同的病人状况匹配所释放的能量。创新性的PRIMEDIC除颤

脉冲不再需要设定能量等级

武汉医捷迅安商贸有限公司 厂价直销 品牌经销

供应 心脏除颤仪/普美康Defi-B型便携式心脏除颤仪/席勒除颤仪/普美康XD除颤仪

保养制度

每次用仪器后用清洁的抹布湿式擦拭，心脏除颤仪使用原理，如有血液、体液、分泌物污染时，用75酒精进行擦拭。

每周专管人员定期检查机器效能，自动心脏除颤仪价格，清洁机器外壳，做好记录，每月统计一次。

每次使用除颤、监护后电量耗尽的电池完全充电需要16小时。

每月专管人员将除颤仪与电线断开连接，检查电池耗尽前所需时间大于1.8小时。

不允许将液体倾倒在仪器上，不允许使用有腐蚀性液体或溶剂清洁仪器。

不要让机器碰撞或尖锐锋利物品碰划。

心脏除颤仪/普美康Defi-B型便携式心脏除颤仪/席勒除颤仪/普美康XD除颤仪

体外除颤器。这种除颤器是将电极放在胸外，间接接触心肌除颤。目前临床使用的除颤器大都属于这一类型。

武汉医捷迅安商贸有限公司、品牌经销 供应席勒除颤仪、普美康单除颤仪、普美康双相波除颤仪等品牌除颤设备。我们的宗旨是：客户的要求，我们的追求！

aed心脏除颤仪多少钱-医捷迅安(在线咨询)-心脏除颤仪由武汉医捷迅安商贸有限公司提供。武汉医捷迅安商贸有限公司是一家从事“实验室仪器耗材的批发零售,电子仪器设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“医捷迅安”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使医捷迅安在医疗器械中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事耳鼻喉内窥镜，耳鼻喉内窥镜生产厂家，耳鼻喉内窥镜的厂家，欢迎来电咨询。