

D-Lab 行为心理研究实验室

产品名称	D-Lab 行为心理研究实验室
公司名称	上海赢富仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市杨浦区隆昌路619号城市概念8号楼中区A10室
联系电话	02165057069 15900816218

产品详情

室儿绞尽脑汁么？你还需要单独购买眼动仪、行为观察分析系统、生理检测设备……？你还在为整合这些设备而烦恼？

d-lab为您提供一站式的全面坚决方案！

d-lab拥有您所需要的全部检测模块，您可以根据自己需要选配，其中包括：眼动追踪系dikablis、行为记录分析系统d-lab video4、生理指标检测系统d-lab physio、动作捕捉系统d-lab motion、数据采集系统datastream...

d-lab的所有模块通过datastream同步采集数据，并在d-lab软件中同步分析，最大限度满足您的研究需要。

d-lab在整个实验过程中为您提供支持，包括前期的试验计划制定、进行实验数据采集、数据的统计分析。

另外，d-lab支持并兼容simlab，为您提驾驶行为研究的整体解决方案！

d-lab系统完全遵照en iso 15007-1 and iso/ts 15007-2标准。

制定实验计划

好的开始是成功的一半，使用d-lab软件您可以在实验的最初期就为整个实验做好计划。在d-lab软件系统中您可以创建完全属于你的独一无二的实验计划和实验任务。定义实验者需要完成的任务，需要决定的重要事件等等，让您运筹帷幄，提前掌控所有实验过程。

实验检测

d-lab同步记录所有丰富的子系统模块检测的数据，包括：

- dikablis眼动追踪系统
- physio生理数据采集系统
- d-lab video4行为记录分析系统
- 音频模块采集的音频数据
- datastream数据采集系统
- d-lab motion动作捕捉系统
- simlab驾驶模拟系统

可以在所有模块中使用信息或者编辑键，进行记录和标注

实验期间,可以实时在线监测所有通道检测数据，例如您可以实时浏览实验者在看什么、心跳多快等等。

用编辑键记录重要事件，在数据的后处理、分析过程中通过点击鼠标也可以重新调出这些事件数据。

数据分析

使用我们的d-lab分析软件您可以回放所有模块的数据，并进行同步分析，所有数据都基于时间同步。

使用d-lab分析软件您可以很方便的研究不同模块数据的相关性，并使用为d-lab系统的各个模块量身打造的分析统计功能。

通过定义兴趣区域，系统可以自动分析眼动数据；使用行为分析系统，你可以轻松准确的研究分析实验者的行为、错误操作、声音内容、反应、手势、面部表情等等。

使用针对每个模块的不同的统计功能，您可以研究分析数据并计算实验者的表现特征生成令人信服的统计数据、图表和视频资料。

dikalil眼动追踪系统可与d-lab其他子系统一起，为您组成全面的心理行为研究实验解决方案！

头戴式眼动仪，具有重量轻、佩戴舒适等特点，只有69g，可以兼容世界上60以上的眼镜!

被测人员的头部和身体完全自由活动，不受任何限制

操作简单，可以在任何地方进行试验，快速安装(< 10 min.)，快速标定 (<30 sec.)高精度 (<0.5 °)

眼动(凝视点)数据可实时监测、查看:无论被测人员在是50m远，还是500m或者5000m远

独一无二的革命性的内置式头部定位科技，使用d-lab marker摆放在任何你想要的位置，系统软件自动识别眼动追踪数据，快速、方便，全自动分析处理检测数据。

强大的后标定功能和离线瞳孔检测功能，确保数据100%有效，每个实验都能被有效分析！

全国咨询热线：4006-111-556 网址：www.ifoinstrument.com