

康复耦合贴片使用方法和注意事项

产品名称	康复耦合贴片使用方法和注意事项
公司名称	郑州克夫尼生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	生产定制 :是 包装 :袋装或者箱装 产地 :河南郑州
公司地址	郑州高新区冬青街10号3号楼4层南4号
联系电话	15738316762 15738316762

产品详情

尊敬的客户，您好！我是来自郑州克夫尼生物科技有限公司的销售人员，非常荣幸能为您介绍我们的产品——康复耦合贴片的使用方法和注意事项。

品牌：克夫尼

包装：袋装或者箱装

产地：河南郑州

可售卖地：全国

生产定制：是

超声耦合贴片，也被称作超声固定贴、超声理疗贴，是一种用于康复物理治疗的贴片。它通过贴在身体特定部位，可以有效传递超声波到人体组织，对疼痛、炎症和肌肉紧张等问题进行缓解和治疗。

，让我们来看看康复耦合贴片的使用方法：

将贴片从包装中取出，确保贴片表面没有损坏和污染。清洁和擦干要贴的部位，确保皮肤干净。撕下贴片的保护膜，将胶面贴于需要治疗的部位。用力按压贴片，确保贴片与皮肤充分接触。根据治疗需要，调节超声治疗仪的参数并开始治疗。

使用康复耦合贴片时需要注意以下几点：

使用前请阅读产品说明书，并遵照医生或专业人士的指导。
不要将贴片贴在有伤口、破损皮肤或疮疡处。

请避免在头部、眼睛、心脏、腹部和敏感部位使用超声治疗。
不要长时间贴在同一部位，以免引起皮肤过敏或其他不适。
在使用过程中，如出现异常反应或不适，请立即停止使用并咨询医生。

我们的康复耦合贴片不仅在生产销售方面有着丰富的经验和实力，还可以根据您的需求进行贴牌定制。无论是作为产品直销还是作为企业礼品定制，我们都可以为您提供高质量的产品和服务。

此外，我们还为您提供一些可能忽略的细节和知识：

忽略的细节

贴片胶面颜色

贴片的使用寿命

存放和保管方法

相关知识

不同颜色可能代表着不同的功效和适用范围

使用寿命一般为6个月至1年，过期的贴片使用效果会降低

请将贴片存放在阴凉干燥处，避免阳光直射和潮湿环境

通过以上介绍，我们希望能够引导您更好地了解和使用康复耦合贴片。如果您有任何疑问或需要进一步了解，请随时与我们联系。感谢您对克夫尼超声耦合贴片的关注和支持！

注意事项；孕妇、心脏安装起搏器者、皮肤破坏者禁用;对本品过敏者慎用。

注意事项、警示及提示性说明

- 1、电极使用时应与皮肤紧密、均匀接触;
- 2、治疗中电极应避免接触伤口及瘀痕;3治疗中电极不可置于心脏前后;
- 4、使用时偶有过敏现象发生，如使用部位出现瘙痒、皮疹、水泡，应停止使用。