

ES-200高频电刀厂家 适用不同医院门诊 美容需要

产品名称	ES-200高频电刀厂家 适用不同医院门诊 美容需要
公司名称	北京索吉瑞科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号10幢3层302室
联系电话	19910706925

产品详情

ES-200高频手术设备：注册证编号:国械注准20223010778（注册证见首页 荣誉资质）

采用索吉瑞创新一代组织反馈技术，系统通过每秒"400次"的速度感测电压、电流、功率、组织密度、患者回路电极监测和泄露患者电流，在更广泛的组织范围内保持设定功率。通过调频方式调整输出功率保持量大输出电压不变，这样在低功率输出的情况下也可以达到更好手术效果，组织热损伤更小
喷凝和强凝模式最大输出电压为4800V，峰峰值电压大于9000V.

2.1.111

可监测中性电极 monitoring NE

预期与接触质量监测器一起使用的中性电极。

注:只有同可监测中性电极一起使用，接触质量监测器才能起作用。2.1.112

中性电极连续性监测器 NE continuity monitor

高频手术设备或附属设备中,预期连接到一个中性电极(可监测中性电极除外)的电路,当中性电极电缆或其连接器出现电气中断时提供报警

注:中性电极连续性监测器预期只能用于不可监测中性电极。2.1.113

中性电极(NE) neutral electrode

用于同患者身体相连接的、具有一个相对较大面积的电极预期为高频电流提供一个低电流密度的返回通道，以防止在人体组织中产生不希望的灼伤这类物理效应。注:中性电极还可称为极板、板电极、负电极

、返回电极或分散电极