

多人共览显微镜厂家 广东区域代理 明慧耐可视

产品名称	多人共览显微镜厂家 广东区域代理 明慧耐可视
公司名称	广州市明慧科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:明慧耐可视 型号:NE910 类型:多人共览显微镜
公司地址	广州市天河区高普路97号OA云谷C201A
联系电话	020-87096762 13418179239

产品详情

多人共览显微镜

配置灵活、使用舒适的多人共览显微镜系统在高校教学、实验培训和病理诊断上应用广泛。Nexcope 共览系列附件能够进行2-10人的扩充。同时能保证显微图像不失真，图像亮度不损失。配合教学头和内置指示针，方便学习与诊断。多人共览显微镜厂家 广东区域代理 明慧耐可视

十人共览显微镜

使用友好型的显微镜主机

NE900系列采用人体工程学设计，操作舒适，即使是长时间的观察工作，也能保持肌肉放松。同时，更多的便捷设计也可根据您的需求进行增减。（如需要更详细信息，可参考NE900正置显微镜页面）

更加适合小组化探讨的共览系统

- 示教指针

显微镜内置双色LED示教指针，指示箭头可以360度旋转，亮度可调。侧镜可同步观察到指示箭头，提高观察效率和学习效果。

- 连接摄像头

可连接数码摄像头，附有专业显微成像软件。可在电脑上完成测量、计数、荧光合成等操作，也可进行投屏，更好的进行交流。

- 多人共览系统

可实现2-10人的共同观察，成像不失真，亮度不损失，保证图像的真实有效。

五人共览显微镜尺寸图

十人共览显微镜尺寸图

多人共览显微镜厂家 广东区域代理 明慧耐可视

技术规格

显微镜机架

光学系统

NIS 无限远光学系统

物镜转盘

- 手动六孔物镜转盘 · 编码式六孔物镜转盘

聚焦机构

低手位同轴调焦、机构（带上限位及松紧调节环），调焦范围35mm，微调格值 1um

透射光照明

- 12V100W 卤素灯 · 3W LED（可选光强管理功能）

显示屏

可选配显微镜使用状态显示屏

观察镜筒

双目观察镜筒

俯角：30度，瞳距调整范围：47-78mm

铰链式三目观察镜筒

目镜 / 端口 : 100/0、20/80、0/100 , 俯角 : 30度 , 瞳距调整范围 : 47-78mm

人体工学铰链式三目观察镜筒

目镜 / 端口 : 100/0、20/80、0/100 俯角 : 0-30度 瞳距调整范围 : 47-78mm

目镜

· SW10X(25) · SW10X(22) · EW12.5X(17.5) · WF15X(16) · WF20X(12)

载物台

钢丝结构载物平台 (康宁玻璃台面)

移动距离 : 78(X)x32(Y)mm , 1mm / 格, 精度0.1mm , 移动手柄可升降18mm, 松紧可调, 凸点导向机构便于单手上切片

钢丝结构载物平台 (蓝宝石玻璃台面)

电动平台

高精度电动XY平台 (行程 : X轴 , 125mm ; Y轴 , 75mm) , 重复定位精度 $\pm 1.5\mu\text{m}$, 最大速度20mm/s

聚光镜

明场聚光镜

手动摆出式聚光镜

转盘式聚光镜

· 相衬转盘聚光镜 · DIC转盘聚光镜

暗场聚光镜

· 干暗场聚光镜 · 油暗场聚光镜

FL-VI落射荧光附件

荧光落射照明器

带有视场光阑和孔径光阑 , 可使用密度片 , 柯勒照明系统 , 带紫外护目屏

荧光镜组转盘

六孔位荧光镜组转盘

荧光光源

· osram 汞灯HBO 100W/2 · 金属卤化物光源 75W · 四色LED 荧光 5W

FL-900C落射荧光附件

荧光落射照明器

复眼照明，带紫外护目屏

荧光镜组转盘

六孔位荧光镜组转盘,最多可安装四组荧光镜组

荧光光源

3W LED荧光照明，最多可安装4色荧光光源，亮度可调

可实现观察方式

明视场、落射荧光、暗视场、相衬、简易偏光、DIC