

# 医院专用 动态干扰电治疗仪-功效与作用,使用及保养

产品名称	医院专用 动态干扰电治疗仪- 功效与作用,使用及保养
公司名称	郑州克夫尼生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品名称:中频动态干扰电治疗仪 可售卖地 :全国 品牌 :克夫尼
公司地址	郑州高新区冬青街10号3号楼4层南4号
联系电话	15738316762 15738316762

## 产品详情

中频动态干扰电治疗仪是一种以干扰电为主要手段的医疗设备，广泛用于医院的治疗过程中。作为郑州克夫尼生物科技有限公司的产品，我们为您提供这款先进的医疗设备，具备出色的功效与作用，还拥有多项国家认可的资质，支持个性化定制以满足客户需求。

### 1. 功效与作用

中频动态干扰电治疗仪作为一种高效的医疗设备，具备多种功效和作用，适用于不同的治疗需求。其主要功能包括：

**促进血液循环：**中频动态干扰电治疗仪能够通过电流的刺激作用，促进人体血液循环，改善组织的供血情况，加速组织的新陈代谢，从而有助于治疗一些血液循环障碍相关的疾病。**缓解疼痛：**干扰电的作用可以刺激神经末梢，产生一定的止痛效果。中频动态干扰电治疗仪通过调节电流参数，可以针对不同疼痛程度和位置进行有针对性的治疗，有效缓解疼痛症状。**促进肌肉功能恢复：**中频干扰电可以刺激肌肉，增加肌肉的收缩力度，对于肌肉功能恢复有良好的促进作用。因此，中频动态干扰电治疗仪也适用于肌肉损伤康复阶段的治疗。

### 2. 注意事项与使用方法

在使用中频动态干扰电治疗仪时，需要注意以下几点：

请在医生的指导下正确使用。医生会根据患者的病情和需要，制定合理的治疗方案。

使用前请先仔细阅读产品说明书，并按照说明书的要求操作设备。

使用过程中请注意设备的清洁和维护，避免出现杂质或污染。

使用前请检查设备是否正常运行，是否存在故障或损坏，确保安全使用。

使用中频动态干扰电治疗仪时，请保持身体放松，避免因肌肉紧张而影响治疗效果。

为了最大程度地发挥中频动态干扰电治疗仪的功效和效果，我们建议以下使用方法：

根据医生的建议，选择适当的治疗时间和频率，保证治疗的效果。  
使用时，请将治疗仪与患者皮肤接触良好，确保电流能够顺利传导。  
开始治疗时，可以选择较低的电流强度，然后逐渐调整到合适的强度。  
治疗过程中，请保持治疗仪的稳定性，避免频繁移动或摇晃。

### 3. 定制与服务

中频动态干扰电治疗仪是克夫尼品牌的产品，产地位于郑州，并可在全国范围内销售。我们支持针对特定需求的生产定制，并提供完善的售后服务。无论您的项目规模如何，我们都会以专业的技术和优质的服务来满足您的需求。

品牌 克夫尼  
产地 郑州  
可售卖地 全国  
生产定制 是  
产品名称 中频动态干扰电治疗仪

中频立体干扰电治疗仪优势：

- 1.设备内置4种治疗处方，避免长期治疗产生皮肤耐受性
- 2.中频治疗和动体干扰电治疗两种治疗方式可选
- 3.干扰电治疗采取负压吸附式设计，操作简单，吸碗内配有医用泡棉，使用方便，吸碗采用大小碗组合，便于各年龄段人群不同部位贴敷
- 4.10.1寸液晶触摸屏，强度一键式操作，大大缩减医护人员工作时间，降低医护人员工作强度
- 5.机器可作用于两名患者，独立包操作，互不影响，大大提升临床工作效率