

专注生产穴位压力刺激贴 使用说明-多种规格

产品名称	专注生产穴位压力刺激贴 使用说明-多种规格
公司名称	郑州克夫尼生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	可售卖地 :全国 品牌:克夫尼 生产定制: 是
公司地址	郑州高新区冬青街10号3号楼4层南4号
联系电话	15738316762 15738316762

产品详情

亲爱的客户，感谢您一直以来对我们郑州克夫尼生物科技有限公司的支持和关注。今天，我将向您介绍我们公司生产的穴位压力刺激贴的使用说明和多种规格。

一、产品参数：

品牌名称	克夫尼
产地	河南郑州
可售卖地	全国
生产定制	是

二、穴位压力刺激贴的功效和好处：

促进血液循环：穴位压力刺激贴能够通过刺激穴位，促进局部血液循环，缓解疲劳，改善身体不适。
舒缓肌肉：贴在相应的穴位上，穴位压力刺激贴能够舒缓肌肉紧张，缓解肌肉酸痛。
缓解压力：穴位压力刺激贴通过按摩穴位，可以缓解身体和心理的压力，帮助您放松身心，提升睡眠质量。
方便实用：穴位压力刺激贴便携小巧，可随时贴在穴位上，无需额外的设备，使用简便、灵活。

三、注意事项：

使用前请仔细阅读产品说明书，并按照说明正确操作。
请遵循指定的穴位贴敷时间，不宜贴敷时间过长。若有不适，请立即停止使用并咨询专业医生。
避免贴敷在伤口、肿胀、发炎等异常部位。

以上就是我们郑州克夫尼生物科技有限公司生产的穴位压力刺激贴的使用说明-多种规格。除了提供现有规格的产品销售，我们公司还支持OEM定制服务，根据客户的需求进行生产定制，为您量身打造适合的产品。

希望上述信息能够帮助到您，如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问，请随时联系我们的客服人员。我们将竭诚为您提供优质的产品和服务！

使用方法；

1、本产品为中医定向透药治疗仪、超声导入仪、脑循环治疗仪、经颅磁电疗仪、干扰电治疗等脉冲治疗仪以及其他带输出电极的理疗设备的配套使用产品

2、使用本品前，先清洁要粘贴的部位。

3、撕开包装袋将本品与中(低)频脉冲治疗仪的导线连接好，揭开

护胶片，将粘胶片直接粘贴于所需部位。粘贴电极时应轻轻按压要确保电极中心的压敏感导电胶紧贴切皮肤，导电效果更佳。

4、打开机器开关，按治疗仪的说明书操作机器。使用完后先关掉开关，

再取下粘胶片。

5、本产品为一次性用品，严禁重复使用。