

医疗器械 医用臭氧治疗仪 多种治疗模式 满足不同需求

产品名称	医疗器械 医用臭氧治疗仪 多种治疗模式 满足不同需求
公司名称	郑州克夫尼生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品名称 :臭氧治疗仪 可售卖地 :全国 操作方式:触屏操控
公司地址	郑州高新区冬青街10号3号楼4层南4号
联系电话	15738316762 15738316762

产品详情

克夫尼医用臭氧治疗仪是一种先进的医疗器械，通过臭氧疗法为患者提供全面的治疗方案。该仪器具有多种治疗模式，能够满足不同人群的治疗需求。

克夫尼医用臭氧治疗仪采用触屏操控，操作简便方便。品牌为克夫尼，产地在郑州，并可在全国范围内进行销售。此外，克夫尼医用臭氧治疗仪支持生产定制，可以根据客户的特定需求进行定制制造，确保产品质量和适用性。

克夫尼医用臭氧治疗仪的产品名称是臭氧治疗仪。臭氧治疗仪可以应用于多个领域，包括妇科臭氧治疗。下面我们将从医用臭氧仪的功效和优势，使用方法和医用标准等多个方面来进行介绍。

功效 改善血液循环：臭氧治疗仪通过提供含氧量高的臭氧气体，能够增加血液的含氧量，促进血液循环的改善。

杀菌消炎：臭氧具有很强的杀菌消炎作用，可以抑制和消灭细菌、真菌和病毒，缓解炎症反应。

促进伤口愈合：臭氧治疗仪能够增加组织的新生血管数量和血管内皮细胞的功能，促进伤口的愈合。

增强免疫力：臭氧治疗仪能够激活和增强机体的免疫功能，提高机体的抵抗力。 **优势**

安全高效：克夫尼医用臭氧治疗仪采用先进的技术和工艺，确保治疗过程的安全性和高效性。 **多种治疗模式：**克夫尼医用臭氧治疗仪具有多种治疗模式，包括单一模式、连续模式和间歇模式，能够根据患者的具体情况进行选择和调整。

全面覆盖：克夫尼医用臭氧治疗仪适用于医院、诊所以及家庭使用，能够满足不同场所的治疗需求。

使用方法

克夫尼医用臭氧治疗仪的使用方法非常简单：

将仪器连接电源，并打开电源开关。选择合适的治疗模式，并进行相应的设置。

将治疗部位暴露在臭氧治疗仪的治疗头下方。开始治疗，并根据需要调整治疗时间和参数。治疗完成后，关闭电源开关并拔掉电源插头。 医用标准

克夫尼医用臭氧治疗仪符合国家医疗器械标准的相关规定，并且通过了相关的认证和检测。使用时请严格按照产品说明书和医用标准操作，以确保安全有效。

克夫尼医用臭氧治疗仪，作为一种高品质的医疗器械，具有多种治疗模式，满足不同需求。采用触屏操控，简便易用。无论是在医院、诊所还是家庭，都能起到良好的治疗效果。欢迎选购克夫尼医用臭氧治疗仪，了解更多关于医用臭氧治疗仪的信息，请联系我们。

妇科臭氧治疗仪及咱们耗材的优势总结：

1.设备操作简单，10.1寸触摸屏。具有冲洗、臭氧、雾化三种功能。

且配有冲洗脚踏板，可以自由延长冲洗时间。

2.温度可以实时显示：29° -42°

（通用水温低于30° 或者高于42° 都会发出提示警报，

机器会保持适的工作恒温：30° -39° 之间，以避免水温不适对女性腔体的不必要损伤）

3.水箱缺水也会进行报警提示，并进行自动上水，提高设备使用的便捷性和安全性。

4.冲洗管轻便耐用，冲洗头是7孔的冲头，可保证360° 全方位冲洗，使冲洗更彻底，

且冲洗过程当中水压会保持适宜压力，比较舒服，

区别于市场上低压冲洗不彻底或避免高压冲洗对女性腔体的二次损伤。

5.雾化盒采用隐藏式，不易损坏。雾化头的四面都有针孔，且雾化盒里配有雾化片，

通过高频震动，使雾化盒里的液体充分雾化后全面作用于女性腔体中，而很多传统的雾化盒，

里面采用的还是普通的加热片，根本达不到雾化的效果，出来的都是水汽。

6.咱们的耗材不仅有的杀菌、消炎的作用，卡波姆还具有极强的亲肤性，

对皮肤和粘膜有很好的保护作用，而磷酸脂肪酸对活化细胞，维持新陈代谢，基础代谢及荷尔蒙的均衡分泌，增强人体的免疫力和再生力，都能发挥重大的作用。

7.设备集合了臭氧冲洗、超声雾化等几大功能，配合咱们的专用妇科耗材，可以将液体敷料充分的进行雾化和空化，因此深入彻底的发挥物理作用和药物效应，360°无死角的解决多种妇科炎症及宫颈疾病。

8.加入耗材以后，不但可以提升治疗效果，还可以增加医院的科室创收，双层受益，大大提高项目的操作可行性。

9.妇科病症比较特殊，大多数情况都是走门诊形式，不牵扯到医保报销，操作简单，病房、门诊包括诊所等皆可使用。