

一次性医用超声耦合贴使用方法和注意事项

产品名称	一次性医用超声耦合贴使用方法和注意事项
公司名称	郑州克夫尼生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	可售卖地:全国 品牌 :克夫尼 包装 :袋装或者箱装
公司地址	郑州高新区冬青街10号3号楼4层南4号
联系电话	15738316762 15738316762

产品详情

超声耦合贴是一种用于医疗领域的贴片产品，也被称为超声固定贴或超声理疗贴。作为一次性医用产品，其使用方法和注意事项十分关键，下面为您详细介绍。

功效与作用：

超声耦合贴片是医用超声设备必备的辅助产品，用于将超声波传递到人体皮肤上，以便进行超声治疗或诊断。它能够有效地传导超声波，提高超声设备的功率输出，并确保治疗或诊断的准确性和有效性。

使用方法：

在使用之前，请确保皮肤的清洁和干燥，以免影响超声波的传导效果。

取出一片超声耦合贴片，撕掉背面的保护膜，保持贴片的完整性。

将贴片贴在需要进行超声治疗或诊断的部位上，轻轻按压确保贴片与皮肤充分接触。

注意事项：

每次使用都应使用新的超声耦合贴片，严禁重复使用，以防交叉感染。

使用过程中，注意保持贴片的完整性，避免贴片受损影响超声波的传导效果。

如果在使用过程中出现任何不适或皮肤异常，请立即停止使用，并咨询专业医生的建议。

克夫尼是我们超声耦合贴片的品牌，产品包装有袋装或者箱装可选，产地位于河南郑州，可以在全国范围内销售。我们可以根据客户的需求进行生产定制，以满足不同客户的需求。我们还提供贴牌生产服务，为您打造独有的品牌形象。

通过以上介绍，相信您对一次性医用超声耦合贴的使用方法和注意事项有了更好的了解。如果您有任何疑问或购买意向，请随时与我们联系。我们将竭诚为您提供优质的产品和服务。

适用于中频治疗仪、低频治疗仪、干扰电治疗仪、中医定向透药治疗仪、糖尿病治疗仪、超声导入仪等多款设备。