

康复超声固定贴主要结构-工作原理

产品名称	康复超声固定贴主要结构-工作原理
公司名称	郑州克夫尼生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地 :河南郑州 生产定制 :是 品牌 :克夫尼
公司地址	郑州高新区冬青街10号3号楼4层南4号
联系电话	15738316762 15738316762

产品详情

康复超声固定贴是一种常见的医疗产品，它主要由超声耦合贴和耦合贴片组成。超声耦合贴是一种可以固定耦合贴片的贴片，具有超声理疗的功能。

耦合贴片是康复超声固定贴的核心组成部分，它采用了先进的材料和工艺，具有优异的导电性能和耐磨损性。

超声固定贴的工作原理是利用超声波传导的方式进行治疗。当超声波通过耦合贴片传导到身体部位时，可以起到加速血液循环、缓解肌肉疼痛和促进组织修复的作用。

康复超声固定贴的使用方法非常简单。将超声耦合贴固定在身体需要治疗的部位，然后通过外部设备产生超声波，使其传导到耦合贴片上。在治疗过程中，需要注意调整超声波的强度和治疗时间，以达到最佳的治疗效果。

使用康复超声固定贴时，也需要注意一些事项。不能将超声耦合贴用于破损或敏感皮肤的部位。不宜长时间使用超声固定贴，以免对身体产生不良影响。另外，使用过程中如出现不适症状，应立即停止使用并咨询医生。

克夫尼生物科技有限公司作为一家专业的超声耦合贴片厂家，生产的康复超声固定贴品牌为克夫尼，采用袋装或者箱装的包装方式。我们公司位于中国河南郑州，产品可售卖地遍布全国。我们也提供生产定制服务，可以根据客户的需求进行个性化定制。

通过使用康复超声固定贴，您不仅可以享受到超声理疗的好处，还可以在我们的支持下进行贴牌销售，将康复超声固定贴推广给更多有需求的人群。

品牌：克夫尼 包装：袋装或者箱装 产地：河南郑州 可售卖地：全国 生产定制：是

注意事项；孕妇、心脏安装起搏器者、皮肤破坏者禁用;对本品过敏者慎用。

注意事项、警示及提示性说明

- 1、电极使用时应与皮肤紧密、均匀接触;
- 2、治疗中电极应避免接触伤口及瘀痕;3治疗中电极不可置于心脏前后;
- 4、使用时偶有过敏现象发生，如使用部位出现瘙痒、皮疹、水泡，应停止使用。