

## SD-3000型分液系统

产品名称	SD-3000型分液系统
公司名称	北京金恒祥仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区北清路1号珠江摩尔大厦3号楼1单元503室
联系电话	010-80767298 18612425760

## 产品详情

### sd-3000型分液系统

产地：澳大利亚labfit

简介：

采用sd-3000相比于以前的分液方法来说，更简单更安全。有1,2,3,4等4个通道可供选择，也就是说支持同时将多达4种不同的溶液添加到一个容器中，并且同时进行溶液添加的容器数可达10个。在以往的溶液添加过程中，强酸，强碱等溶剂可能对操作者造成伤害，而sd-3000就可以有效的避免这些危险的发生。

sd-3000采用软件控制，用户通过软件界面添加分液方法，在方法中用户可设定液体的添加顺序以及延迟

时间，时间延迟的目的是防止溶剂的混合。sd-3000可同时容纳120个样品杯，2min内完成分液。在25ml时，分液精度为0.2ml。

即使处理溶液是强酸，碱盐或其他腐蚀性化学溶液，也不会对操作者造成伤害。整个分液过程时刻程序化的，溶液可以以任何的分液顺序，任何的时间间隔进行分液。通道数多达4个，可以同时分液4种不同的溶液，一个通道最多可支持分液到10个容器中。分液精度可达传统注射泵水平，按照方法中设定的分液量精确进行分液。

典型应用：

环境分析、mehlich提取、饮料、酒、土壤

规格参数：

尺寸（w × d × hmm）：1104 × 760 × 500

重量：70kg

精度：0.1xyz

功率消耗：0.6kw@230vac，1.2kw@110vac

最小分液量：0.1ml

精度：1%

精确度：±0.25ml

流速：2ml/s

储液槽：4个

抗化学腐蚀性：

碳酸铵溶液，氯化铵溶液，氯化钡溶液，硼酸溶液，铬矾溶液，清洁剂，有机溶液，氟利昂12溶液，甘油，庚烷，亚麻籽油，润滑油，氯化镁溶液，牛奶，矿物油，硫酸镍溶液，油酸溶液，石蜡，碳酸氢钾溶液，氯化钾溶液，亚铁氯化氢溶液，硝酸银溶液，肥皂液，碳酸氢钠溶液，硝酸钠溶液，硬脂酸，三乙醇胺，松脂，尿素，矿脂，水。

缓冲液：adam evans,smp,kci,naoh

row型海上溢油远程光学监测仪 40型冷冻/解冻测试箱 t140型恒温测试箱 sd-3000型分液系统

etl bus型车载式多参数空气 3000型空气质量监测仪 etl one型多组分空气质量 c140型环境测试箱

epecam型 / 空气 chfm型手足污染监测器 静电感应式粉尘仪 mca 100 syn型多组分

solarbox氙灯耐光色牢度 水平式盐雾腐蚀试验箱 垂直式盐雾腐蚀试验箱 d100型湿热腐蚀试验箱