

IsoChem型啤酒分析仪

产品名称	IsoChem型啤酒分析仪
公司名称	北京金恒祥仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区北清路1号珠江摩尔大厦3号楼1单元503室
联系电话	010-80767298 18612425760

产品详情

isochem型啤酒分析仪

产地：美国It

简介：

简化样品预处理

全自动用户界面，一键式操作

可持续运行

坚固的结构设计，可应用于工厂的任何地方

远程诊断功能

支持多点测量

软件易嵌入到控制系统

同时测量点可多达20个

现场清洁，现场消毒，不锈，非金属和可热压测量头

isochem近红外分析仪主要用于啤酒，苹果酒和麦芽饮料生产过程各个阶段的快速简易分析。只需要几秒钟就可以测量得到样品的相关特性和组分含量数据。有实验室用台式分析仪和在线分析仪2种版本可供选择，满足用户的不同测量需要。

该款分析仪能够快速精确的获得样品的主要化学和物理特性，相比于传统方法减少实验室消耗和时间花费。操作简单，即使是没有经过特殊培训的人员也能够进行操作。可以完成不同阶段质量控制：从原材料到最终产物。

isochem啤酒分析仪单次测量可以得到所有的相关特性数据，标配就能够完成所有的数据测量，无需增加任何的附加模块。

操作简单，只需将测量头插入到样品中，然后键入enter键开始测量，几秒钟后测量结果就会在显示屏上显示出来。样品预处理很简单，无需任何消耗品和气体。分析仪可以持续运行，并且免维护。

台式分析仪也可以很容易的升级为在线分析系统，在线分析是无损的，完全自动的，且分析速度也很快速，测量结果支持发送到dcs或者plc系统。可以通过标准通讯协议例如网络通讯协议&4-20ma直接进行通讯。单个分析仪的最大测量点数可达20个。

可测组分及特性包括：

乙醇含量

颜色

麦芽汁最初浓度

热量（卡路里）

真实浓度

表观浓度

比重

糖/白利糖度

粘度

酵母菌

规格参数：

光谱范围：1200 – 2400nm

扫描速度：5次/秒

测量模式：反射，透射，透反射

数据间隔：1nm(整个光谱范围内1200的点)

光度噪音：10 μ au

波长再现性：0.01nm

尺寸：12” x 15” x 13” (30.5 cm x 39.7 cm x 34.9 cm)

lactolyser型牛奶分析

globulyser型牛奶分析

isochem型葡萄酒分析仪

isochem型啤酒分析仪

isochem型藻类分析仪

isochem型食品饮料分析仪

isopharm型乳品分析仪

qc-iv/gr型牛奶冰点仪

qc-flex型牛奶冰点分析仪

qc-tech型牛奶冰点分析仪

master pro touc

master pro型牛奶分析

master lm3型牛奶分析

master lm2型牛奶分析

master eco型牛奶分析

lactoscan sp型牛奶

