

医疗器械 红光治疗-怎么用-详细解说

产品名称	医疗器械 红光治疗-怎么用-详细解说
公司名称	郑州克夫尼生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:克夫尼 生产定制 :是 产地 :郑州
公司地址	郑州高新区冬青街10号3号楼4层南4号
联系电话	15738316762 15738316762

产品详情

尊敬的医疗器械爱好者们：

作为一家专注于生产和销售高品质医疗器械的企业，郑州克夫尼生物科技有限公司非常自豪地向您介绍我们最新推出的产品——红光治疗仪。作为当今医疗领域备受关注的红外线治疗仪器，在日益增长的健康意识中发挥着重要作用。

品牌：克夫尼

产地：郑州

可售卖地：全国

生产定制：是

1. 红光治疗仪的功效和作用

红光治疗仪，也被称为红外治疗仪，是一种利用红外线技术改善人体健康的仪器。它的主要功效和作用包括：

促进血液循环：红光治疗仪能够通过照射红光进入人体组织，增加血管壁弹性，促进血液循环，改善局部血液供应。**缓解疼痛：**红光治疗仪还可以通过减轻炎症和改善血液循环，缓解疼痛症状，使患者感受到舒适和放松。**促进组织再生：**适度的红光照射可以促进组织细胞的新陈代谢，更快地修复受损组织。

2. 红光治疗仪的使用方法

无论您是医务人员还是个人用户，使用红光治疗仪都需要一定的技巧和方法，以下是使用红光治疗仪的步骤：

准备工作：确保红光治疗仪已经充电完毕，检查并清洁治疗仪表面。

选择治疗部位：根据需要，选择合适的治疗部位，可以是身体的任何部位。照射时间：将红光治疗仪靠近皮肤表面，保持一定的距离，按下开关，开始照射。治疗时间一般为10-15分钟。注意事项：在使用红光治疗仪时，请避免将其直接对准眼睛，以免伤害视觉器官；不要将治疗仪长时间置于高温环境中，以免影响其使用寿命。

3. 使用红光治疗仪的注意事项

在使用红光治疗仪时，请注意以下几点：

请勿在急性感染部位使用红光治疗仪。

孕妇、心脏病患者、癫痫患者等特殊人群在使用前，请咨询医生意见。

使用红光治疗仪过程中，照射区域可能会有轻微发热感，请注意避免烫伤。

通过以上详细的介绍，相信您对红光治疗仪有了更加全面的了解。作为一家致力于为客户提供高品质医疗器械的企业，我们不仅生产销售红光治疗仪，还支持OEM定制，满足客户个性化的需求。选择郑州克夫尼生物科技有限公司的红光治疗仪，您将获得品质保证和专业支持。欢迎您联系我们，了解更多产品信息。

【红外治疗仪】

大功率高能红外光

输出光波：760nm-1400nm

可近距离使用、照射部位精准

穿透深度10cm以上

角灵度，可活可调