

苏州常熟哈希2100N 型实验室浊度仪

产品名称	苏州常熟哈希2100N 型实验室浊度仪
公司名称	苏州中昂仪器有限公司
价格	21472.00/台
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区友新路168号张玲大厦
联系电话	86-051288188156 15950090586

产品详情

供应：美国哈希(hach)紫外可见分光光度计,便携式高精度分光光度计,cod测定仪,氨氮仪,总磷仪,总氮仪,余氯仪,二氧化氯仪,

bod分析仪,ph仪,电导仪,ldo仪,浊度仪,叶绿素a仪,蓝绿藻仪,重金属分析仪,及现场分析仪,活动期间可赠送哈希试剂:硫酸盐,硬度,cod试剂,氨氮试剂,总磷试剂,总氮试剂,氯化物试剂,六价格试剂,铜试剂,铁试剂,锰试剂,钼试剂,色度等试剂,仪器具有便携,防水、数据记录、大屏幕显示屏、测试快速,操作方便安全,误差小的优点,凡江苏,苏州,连云港,无锡,常州,太仓,昆山,常熟,南京,上海,浙江,浊度检测仪、无锡浊度仪,哈希浊度仪、哈希2100n型实验室浊度仪 2100n型实验室浊度仪,采用了哈希公司专利技术的光学系统设计而成,用于教育、科研、饮用水处理、废水处理、地表水、地下水检测以及工业过程控制以及产品质量控制等不同领域的浊度测量。

2100n型实验室浊度仪主要特点如下： 2100n采用了哈希公司专利 - 比率测量技术,保证有效消除色度的干扰； 可编程信号平均功能,保证了测量结果的准确性；

灵敏的故障自诊断功能,可及时提醒使用者发现并排除仪器故障；

可通入空气对样品测试腔进行吹扫,防止水汽凝结引起的光散射,因此适合于冷、热水样浊度的测量。

仪器具有数据存储功能,可通过hachlinktm

软件将实验数据直接下载至计算机,便于数据的存储与管理。 技术指标：量程范围：0-4000ntu

精度：(1) 0-1000ntu：0.01ntu或读数的 $\pm 2\%$ ；(2) 1000-4000ntu：读数的 $\pm 5\%$ 。

测量模式：三种模式：ntu, nep及ebc 比率测量功能：有 最小取样体积：20ml 分辨率：0.001ntu

电 源：230v, 50/60hz 操作环境：10~40℃, 90%相对湿度,在25℃时无冷凝现象 订购指南：

2100n 型实验室浊度仪的标准配置包括：一台2100n实验室浊度仪主机,6个样品池、装在密封小瓶中的stablcal一级标准液、硅油、用户手册等。47000-02 2100n 型实验室浊度仪及相关配件。

选购附件：20849-00 样品池,六个/套 26621-05 装在密封小瓶中的stablcal一级标准液 1269-36

硅油, 15ml 47076-00 样品池擦拭布 43975-00 样品脱气装置 43975-10 样品过滤和脱气装置

47449-00 手动流通池组件 47450-02 自动流通池组件

适用于0-1000ntu的全量程校准 适用于0-100mg/l的浊度校准 校准记录 可记录最近25次的成功校准信息

验证记录 可记录最近250次的成功验证信息 数据存储 500组数据 电源要求 ac100-240v 50/60hz

(使用电源或usb+电源模块) 4aa碱性电池 可充电的镍氢电池(与usb+电源模块一起使用) 订购指南 哈希公司的便携式浊度仪配有4个aa碱性电池,一个便携箱,箱中含有装在1英尺密封瓶中的(20, 100, 800ntu) stablcal一级校准液, 10ntu的一级验证标准、6个带有螺旋盖的样品池、仪器操作手册(印刷版和光盘

)、快速启动指南、硅油和油布。货号 描述 2100q-01 2100q便携式浊度仪 (符合epa方法180.1) 2100q is-01 2100q is便携式浊度仪 (符合iso 7027) 可选附件 货号 描述 lzv813 usb+电源模块 (含通用电源、usb 线、操作指南) lzv804 电源模块 (含：通用电源、操作指南) 2971304 电池, nimh aa 4397500 样品脱气组件 4397510 样品脱气和过滤组件 2971210 stablcal 校准组件, 2100q 2971200 stablcal 校准组件, 2100q 2464105 gelex 二级标准系列