

ES-300高频电刀 双极模式3种

| | |
|------|--|
| 产品名称 | ES-300高频电刀 双极模式3种 |
| 公司名称 | 北京索吉瑞科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号10幢3层302室 |
| 联系电话 | 19910706925 |

产品详情

ES-300高频手术设备：注册证编号:国械注准20223010778

注册证见首页：荣誉资质处

超高性能的集成式设计，具备更高的性价比，满足手术室不同的手术需求；

采用索吉瑞创新一代组织反馈技术，系统通过每秒“400次”的速度感测电压、电流、功率、组织密度、患者回路电极监测和泄露患者电流，在更广泛的组织范围内保持设定功率；

高频电刀

对医护人员的要求

(1) 使用高频电刀的医护人员必须是经过培训的合格的人员。在使用设备前，一定要详细阅读该设备的说明书。

(2) 手术时医护人员一定要佩戴绝缘良好的橡胶手套，且应穿上干燥、厚实、具有一定绝缘性能的鞋袜。

(3) 高频电刀启动时医护人员裸露的肢体不得与极板、刀头及手术患者肌体点接触，防止患者或医护人员发生灼伤。

(4) 任何医护人员不得在电刀与手术台之间的空隙中活动，防止碰触、踢踩电缆，以致损坏电缆或使极板错位、脱落。

(5) 用高频电刀进行内窥镜手术时，操作医生不应佩戴金属框架眼镜，以防高频涡流灼伤面部。

(6) 医护人员在每次使用前应仔细检查附件完好性，定期换易耗的附件。