

ES-300高频电刀 配合电刀笔使用

产品名称	ES-300高频电刀 配合电刀笔使用
公司名称	北京索吉瑞科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号10幢3层302室
联系电话	19910706925

产品详情

ES-300高频手术设备：注册证编号:国械注准20223010778

注册证见首页：荣誉资质处

通过调频方或调整输出功率保持最大输出电压不变，这样在低功率输出的情况下也可以达到更好手术效果，组织热损伤更小；

具有双极切割和凝血功能，双极最大输出功率150W，带组织阻抗控制技术，当组织闭合完成时可以自动停止输出并声音提示，避免发生组织碳化的情况。

高频电刀的工作原理及 模式

高频电刀作现代

科技产品随着医

院的普遍普及,在各科手术操作

中的应用愈来愈广泛高频电刀

的基本原理是利用高密度的高频电流对局部生物组织的集中热效应，使组织汽化或

爆裂，从而达到凝固或切割等医疗目的。使用高频电刀具有减少术中出血，加快手术进程，减轻病人痛苦，对切口有杀菌作用等方面的优越性。但是，由于高频电刀是一种功率、高频、高压直接作用于人体的电子设备，所以存在着安全使用问题。除灼伤外，还可能造成一些难以察觉的长远影响，严重时可能危及生命。在手术中的安全和高效，很大程度上取决于操作人员的正确使用。