

# ES-300高频电刀 配合双极电凝钳使用

产品名称	ES-300高频电刀 配合双极电凝钳使用
公司名称	北京索吉瑞科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号10幢3层302室
联系电话	19910706925

## 产品详情

ES-300高频手术设备：注册证编号:国械注准20223010778

注册证见首页：荣誉资质处

双极性能：1~150W（负载 100 ），要求功率连续可调

喷凝工作模式调制频率12-24KHz可调

喷凝和强凝工作模式峰值系数 6.0

四种单极电切模式：纯切用于组织精准的切割；混切1用于切割时带有少量止血时使用；混切2用于切割时带有更好止血效果时使用；混切3用于切割时带有建议止血效果时使用

三种单极电凝模式：柔凝能够达到最大的电凝深度，防止组织碳化，大大降低电极对组织的粘连；强凝非接触凝血，但输出峰值电压低于喷凝，适用于小面积的凝血；喷凝无接触高效表面电凝，透入深度浅，通过蒸发来去除组织，通常使用刀型电极或者球形电极凝血

高频电刀的购买安全保障体系

??

??

??

??CF????????????????2kV??????????

??????????????????????????