

HY-D02 中频药物导入治疗仪

产品名称	HY-D02 中频药物导入治疗仪
公司名称	北京天长福医疗设备制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	包装:纸箱包装 功率:45w 产地:北京
公司地址	北京市丰台区永外五间楼十号五岳大厦
联系电话	13258102986 18371207569

产品详情

HY-D02 中频药物导入治疗仪技术参数

1.环境温度：+10 ~ +40 环境湿度：30% ~ 75% 大气压力：700hPa ~ 1060hPa

2.供电电源：220V ± 22V/50Hz ± 1Hz 输入功率：30VA

3.中频频率：2.5 (1 ± 10%) KHz ~ 7.5 (1 ± 10%) KHz

4.脉冲宽度：66(1 ± 10%) μs ~ 200(1 ± 10%) μs

5.调制波频率：0 ~ 440Hz

6.调幅度: 0 ~ 100%之间 允差：± 10%

7.输出电压：中频方式：VOPP 90V 导入方式：VOPP 80V

8.输出模式：

中频（低频调制中频双向） 药物导入（低频调制中频单向）

热疗 常温

9.输出波形：

基波：脉冲方波

调制波：指数波、前斜/后斜锯齿波、方波、尖波、三角波、正弦波、阶梯波、等幅波

10.加热功能：在加热状态下电极板的温度不应超过60 。

11.连续运行工作时间：不低于4小时。

12.本产品有效负载电阻为500 ，以上技术参数应在此负载电阻（其误差不得超过 $\pm 10\%$ ）下测量，测量值对随机文件中规定的或设备标识的脉冲宽度、脉冲重复频率、幅度值的偏差不大于 $\pm 30\%$ 。

13.本产品主要由主机、输出电极板、治疗导线、电源线及固定绑带组成。

14.运输和贮存的环境条件:

环境温度:-20 ~ +55 环境湿度： 93% 大气压力：500hPa ~ 1060hPa

HY-D02 中频药物导入治疗仪产品预期用途

该产品对肩周炎、肱骨外上髁炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、退行性骨性关节炎、风湿性关节炎、类风湿关节炎、擦伤、挫伤、肌纤维织炎、肌肉劳损、狭窄性腱鞘炎、P腔炎、附件炎、慢性咽喉炎、乳腺增生、坐骨神经痛、周围神经伤病、关节挛缩、慢性前列腺炎、肌炎、结石症，具有镇痛和改善局部血液循环，促进炎症消散作用；

对瘢痕、肠粘连、注射后硬结、血肿机化、狭窄性腱鞘炎，具有软化瘢痕松解粘连作用；

对神经或肌肉伤病后肌肉功能障碍、废用性肌萎缩、术后肠麻痹、尿潴留、便秘、声带麻痹、胃下垂，具有兴奋神经肌肉作用。该产品可进行直流药物导入治疗。