

OMNI Prep多样品匀浆均质仪

产品名称	OMNI Prep多样品匀浆均质仪
公司名称	北京金恒祥仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区北清路1号珠江摩尔大厦3号楼1单元503室
联系电话	010-80767298 18612425760

产品详情

omni prep多样品匀浆均质仪

产地：美国

主要用途：

农畜产品、肉蛋奶、饲料残留检测前处理；病毒及细菌检测等的前处理，如禽流感、口蹄疫、猪瘟、疯牛病等。

产品简介：

omni prep 是美国 omni 公司一款非常成熟的多任务均质机，它能同时搭载6根定转子工作头，同时处理6个样品，每个样品分别由一根工作刀头进行剪切破碎，相当于6台均质机同时工作，大大提高了处理效率！对于每天要处理多个样品的实验室，这是一个省力又省钱的伟大创新！自从2007年问世以来，omni prep 以其超凡的稳定性在客户群中树立了良好的口碑。

omni prep 有塑料刀头和不锈钢刀头可供选择。塑料刀头便宜又卫生，可以有效避免样品的交叉感染；不锈钢刀头则可以反复清洗使用。不论使用哪一种刀头，它们的拆卸、清洗、更换都是非常简单和方便的。

对于放置样品的样品试管，omni prep 没有特殊要求，只需要搭配普通的工作试管即可工作，非常方便和经济。

omni prep 多任务匀浆机的诞生让同时处理多个样品成为再轻松不过的事情：只需轻轻一点按钮，omni prep 就会为您自动把多个样品处理好。

主要特点：

- 1)三组可编辑用户程序，用于设定处理时间和速度；
- 2)开口或者密闭试管可选；
- 3)最多同时处理6支样品；
- 4)每小时能处理250支样品；
- 5)绝大部分样品能在1分钟之内处理完毕；
- 6)低噪音；
- 7)防溅挡门设计；
- 8)专为低温样品设计的“冰槽”；
- 9)紧凑设计，节省空间；
- 10)可配合使用hepa 过滤器，或在通风橱中工作。

技术参数：

- 1) 无需手持、计时、清洁探头，无样品丢失或交叉污染；
- 2) 一次可同时均质6个样品，每小时可做250个样品；
- 3) 每个样品处理量：0.03 – 5ml（5mm不锈钢探头）或0.25 – 30ml（塑料探头或7mm不锈钢探头）或1.5 – 50ml（10mm不锈钢探头）；
- 4) 可使用1.5ml、2ml、5ml、15ml或50ml试管，密闭或开放均可；
- 5) 速度可调：500 – 30,000rpm；
- 6) 样品均质时间小于1分钟；
- 7) 可编程并储存3个程序，包括速度和时间；
- 8) 低能耗（150w）；
- 9) 超低噪音；
- 10) 正压气流可被排放到过滤器或通风橱；
- 11) 透明门可拆除；
- 12) 附件包括可移动样品处理架，试管架和塑料探头；
- 13) 可使用omni tiptm塑料和混合探头 或5mm、7mm、10mm omni prep专用不锈钢探头；
- 14) 可选配冰槽，适用于冰冻样品；
- 15) 尺寸：宽40 x 高30 x 长20cm；
- 16) 重量：9.5kg；
- 17) 专利产品，ce认证；