

专注生产妇科臭氧 主要结构-工作原理

产品名称	专注生产妇科臭氧 主要结构-工作原理
公司名称	郑州克夫尼生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品名称:臭氧治疗仪 操作方式:触屏操控 生产定制:是
公司地址	郑州高新区冬青街10号3号楼4层南4号
联系电话	15738316762 15738316762

产品详情

医用臭氧治疗仪是一种专注于生产妇科臭氧的先进设备。本文将详细介绍医用臭氧治疗仪的主要结构和工作原理，让您对该产品有更全面的了解。

品牌：克夫尼

操作方式：触屏操控

产地：郑州

可售卖地：全国

生产定制：是

产品名称：臭氧治疗仪

医用臭氧治疗仪是一种先进的医疗设备，其主要结构包括以下几个部分：

臭氧生成系统：通过特殊的技术，将空气中的氧气分子转化为臭氧分子，控制臭氧的浓度和产量。臭氧

治疗头：用于将产生的臭氧导入患者的体内，妇科臭氧治疗仪的治疗头经过jingque的设计和加工，以确保臭氧的正确使用。控制面板：采用触屏操控方式，用户可以通过触摸屏幕来控制 and 调节医用臭氧治疗仪的各项参数和功能。

安全系统：医用臭氧治疗仪内置多层安全保护装置，确保在使用过程中不会对患者造成任何伤害。

医用臭氧治疗仪的工作原理是基于臭氧的生物氧化作用和杀菌作用。臭氧可以快速杀灭细菌、病毒和真菌，促进患部的血液循环和新陈代谢，有助于加快患部的康复和恢复。

医用臭氧治疗仪的主要功效和优势包括：

杀菌消炎：臭氧能有效杀灭细菌、病毒和真菌，对于妇科疾病的治疗具有显著的效果。
促进血液循环：臭氧可以增强患部的血液循环，提高氧气和营养物质的供应，有助于加快病情恢复。
促进新陈代谢：臭氧可以促进身体的新陈代谢过程，有助于排除体内的废物和毒素，提高免疫力。
无创治疗：妇科臭氧治疗仪采用非侵入性的治疗方式，对患者没有任何痛苦和创伤。

使用医用臭氧治疗仪时需要遵循医用标准和操作方法：

确定治疗部位：根据具体病症，确定需要治疗的部位。
准备治疗头：将治疗头连接到医用臭氧治疗仪上，并确保连接牢固。
调节参数：通过触摸面板，设置适合的治疗参数，如臭氧浓度、治疗时间等。
开始治疗：将治疗头放置在患部，并启动医用臭氧治疗仪，开始治疗。
结束治疗：按照设定的时间进行治疗，治疗结束后，将治疗头从患部移开。

综上所述，医用臭氧治疗仪作为一种专注于生产妇科臭氧的先进设备，具有杀菌消炎、促进血液循环、促进新陈代谢等多种优势。通过严格遵循医用标准和正确操作，可以有效应用于妇科疾病的治疗和康复。选择克夫尼品牌的医用臭氧治疗仪，您将获得一种高品质、易操作的先进设备，为您的健康带来更多保障。

妇科臭氧治疗仪及咱们耗材的优势总结：

1.设备操作简单，10.1寸触摸屏。具有冲洗、臭氧、雾化三种功能。

且配有冲洗脚踏板，可以自由延长冲洗时间。

2.温度可以实时显示：29°-42°

（通用水温低于30°或者高于42°都会发出提示警报，

机器会保持适的工作恒温：30°-39°之间，以避免水温不适对女性腔体的不必要损伤）

3.水箱缺水也会进行报警提示，并进行自动上水，提高设备使用的便捷性和安全性。

4.冲洗管轻便耐用，冲洗头是7孔的冲头，可保证360°全方位冲洗，使冲洗更彻底，

且冲洗过程当中水压会保持适宜压力，比较舒服，

区别于市场上低压冲洗不彻底或避免高压冲洗对女性腔体的二次损伤。

5.雾化盒采用隐藏式，不易损坏。雾化头的四面都有针孔，且雾化盒里配有雾化片，

通过高频震动，使雾化盒里的液体充分雾化后全面作用于女性腔体中，而很多传统的雾化盒，

里面采用的还是普通的加热片，根本达不到雾化的效果，出来的都是水汽。

6.咱们的耗材不仅有的杀菌、消炎的作用，卡波姆还具有极强的亲肤性，对皮肤和粘膜有很好的保护作用，而磷酸脂肪酸对活化细胞，维持新陈代谢，基础代谢及荷尔蒙的均衡分泌，增强人体的免疫力和再生力，都能发挥重大的作用。

7.设备集合了臭氧冲洗、超声雾化等几大功能，配合咱们的专用妇科耗材，可以将液体敷料充分的进行雾化和空化，因此深入彻底的发挥物理作用和药物效应，360°无死角的解决多种妇科炎症及宫颈疾病。

8.加入耗材以后，不但可以提升治疗效果，还可以增加医院的科室创收，双层受益，大大提高项目的操作可行性。

9.妇科病症比较特殊，大多数情况都是走门诊形式，不牵扯到医保报销，操作简单，病房、门诊包括诊所等皆可使用。