

美国伟伦动态血压记录分析系统-ABPM-7100 动态血压记录仪

产品名称	美国伟伦动态血压记录分析系统-ABPM-7100 动态血压记录仪
公司名称	麦尔杰医疗器械（重庆）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	重庆市铜梁区金龙大道3号家乐汇B7-1号（自主 承诺）（注册地址）
联系电话	17782184006

产品详情

伟伦 动态血压监测系统 ABPM7100-HMS

产品：动态血压监测系统

品牌：伟伦

型号：ABPM7100-HMS

伟伦 动态血压监测系统 ABPM7100-HMS 技术参数：

1、测量方法：示波法测量

2、测量*度: $\pm 3\text{mmHg}$

3、测量范围：收缩压：60-290mmHg

舒张压：30-195mmHg

心 率：30-240bpm

- 4、测量间隔：0、1、2、3、4、5、6、10、12或20次/小时。
- 5、测量日志方案：多达11种，其中4种可调时间间隔组
- 6、液晶屏可显示收缩压、舒张压和脉率等测量数值，并可显示时间、电池电量、连接端口等设置信息。
- 7、初次测量时，有自动反馈逻辑加压功能。
- 8、存储容量：300次测量数据。
- 9、两节5号碱性电池，*长可使用记录300次测量。
- 10、三键操作：血压测量、白天/夜晚记录、事件记录
- 11、操作环境：温度：5 *40
湿度：15%*93%
- 12、存储环境：温度：-25 *70
湿度：15%*93%
- 13、外形尺寸：121 × 80 × 33mm
- 14、重量：约220克（不包括电池）
- 15、接口：USB接口电缆或蓝牙?（需与工作站软件配合使用）
- 16、标配提供原装成人袖带，可选配成人大号或小号袖带，保证适用不同年龄段和体型的测量人群。袖带气囊可拆洗，便于使用清洁。
- *17、血压监测模块分为：门诊血压监测和24小时动态血压监测
- 18、提供两种测量模式，手动测量和按照时间间隔方案测量，手动测量在报告中明确标明。
- *19、可编辑的测量时间间隔方案，医生可根据不同被测量者的需求，特定编辑制作血压测量研究方案。
- 20、可以任意设置测量数据的保留路径，防止电脑硬盘容量饱和。
- 21、报告中有SD值和目标SD值可参考。
- 22、报告可导出为EXCEL、xm[x]l和GDT格式用于网络传输，并可生成PDF格式文件。
- 23、分析软件要求中文界面，并支持多*语言（共24种），具备测量值、趋势图、直方图、散点图、超常模式、频率分布、摘要，小时间隔和上升下降曲线图。

*24、分析软件要求界面友好，各参数及背景颜色可调，线条样式可选择。

25、打印界面直观：

(*) 打印报告及患者信息页除默认勾选打印外，还可以临时调整增加或减少。

(二) *报告页面除了可编辑页眉页脚外，还可以添加个性化标识 (Logo)。

(三) 页面设置项可设置页边距、页面横向或者纵向及不同大小的纸张来源。

(四) 可直接保存为PDF格式，名称及保存路径可选。

美*伟伦 动态血压监测系统 ABPM7100-HMS 装机清单：

序号	名称	规格	单位	数量
1	主机	ABPM7100-HMS	台	1
2	成人袖带	中号	条	1
3	动态血压携带包		个	1
4	动态血压软件光盘		张	1
5	操作手册 (说明书)		本	1