

中压玻璃柱-南京

产品名称	中压玻璃柱-南京
公司名称	南京元宝峰医药科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南京市江宁区双龙大道1198号金长城大厦5楼5988室
联系电话	025-86951528 18913800985

产品详情

多种规格的中高压玻璃色谱柱为您提供最大的灵活性，根据样品性质和进样量，元宝山公司可提供一系列不同形式、规格和性能的色谱柱。

玻璃柱

玻璃+塑料涂层的玻璃柱可于较大样品量，可安全地在较高压力下应用。

玻璃柱的一次进样量为1-100 g，压力高达 50 bar。 所有产品均有支架，不再需要铁架台。

订货号

柱内径

柱长

耐压

buchi

产品耐压

装填硅胶

填料质量(40-63 mm)

上样范围

建议流速范围

(mm)

(mm)

(bar)

(bar)

(g)

(g)

(ml/min)

ybs-10230

10

230

40

40

30

0.02-1.5

2-4

ybs-18310

18

310

40

40

50-60

0.04-3.0

5-20

ybs-18460

18

460

70-90

0.07-4.5

5-20

ybs-18920

18

920

40

140-160

0.14-8.0

5-20

ybs-26310

26

310

110-130

0.11-6.5

10-40

ybs-26460

26

180-200

0.18-10.0

10-40

ybs-26920

360-400

0.36-20.0

ybs-36310

36

35

30

230-240

0.23-12.0

30-50

ybs-36460

36

35

340-360

0.34-18.0

30-50

ybs-36920

680-720

0.68-36.0

ybs-49310

49

25

20

450-480

0.45-24.0

30-60

ybs-49460

49

25

680-700

0.68-35.0

30-60

ybs-49920

1300-1400

1.30-70.0

ybs-60310

60

15

10

650-680

0.65-34.0

50-100

ybs-60460

60

15

1000-1100

1.00-55.0

50-100

ybs-60920

2000-2100

2.00-105.0

ybs-100310

100

12

1800-2000

1.80-100.0

200-250

ybs-100460

100

12

2600-2800

2.60-140.0

200-250

ybs-100920

100

920

12

10

5200-5600

5.20-280.0

200-250

预柱：预柱可吸附污染物从而延长主柱的使用寿命，其与主柱之间为零死体积借口。较小的预柱可与内径为15、26、36和49mm的玻璃柱配合使用。较大的预柱可与内径为70和100mm的玻璃柱配合使用。

ybs-10110

10

110

50

预柱

ybs-26100

26

100

40

预柱

玻璃柱填充套件

均匀填充的色谱柱是获得满意、可重复的分离效果的前提条件。元宝山提供可快速、安全、可重复地充填高性能色谱柱的装柱套件，包括干法和湿法填充套件。

干法填充套件：用压缩气体对玻璃柱进行填充，适用于粒径在25 – 200 μm 范围内的填料。用于内径15 – 49 mm 玻璃柱的套件。

干法装柱器

49

150

25

干法装柱器

湿法填充套件：适用于装填粒径小于25 μm 的填料。用于内径 15 mm 或 26 mm 玻璃柱的套件。

湿法装柱器

湿法装柱器

上样柱：

中压液相色谱柱中正确的上样方法对于保证制备分离的成功十分重要。上样分为湿法上样和干法上样。根据上样量不同，可做出选择。

上样柱

上样柱

ybs-36100

36

35

ybs-49100

49

25

配件包选择

货号

名称

适用仪器

ybs-001

配件包1

biotage , interchim , 利穗 , 艾杰尔等标准接口仪器

ybs-002

配件包2

buchi中压

ybs-003

配件包3

isco combiflash

ybs-004

配件包4

高压改成中压的仪器

ybs-005

配件包5 高压减压装置

ybs-006

配件包6 筛板

各种仪器

ybs-007

配件包7 密封圈