

# 猪乙脑病毒检测仪 CSY-JAD 新城疫传染病快速检测设备芬析仪器

产品名称	猪乙脑病毒检测仪 CSY-JAD 新城疫传染病快速检测设备芬析仪器
公司名称	深圳市芬析仪器制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	操作系统:安卓系统9.0操作系统 重复性:CV < 3% 型号:CSY-JAD
公司地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银星科技大厦B1006
联系电话	0755-36681369 17727825649

## 产品详情

### 猪乙脑病毒检测仪 CSY-JAD 新城疫传染病快速检测设备芬析仪器

非洲猪瘟检测仪、瘟病毒检测仪、猪蓝耳病毒检测仪、猪口蹄疫O型病毒检测仪、猪口蹄疫3ABC病毒检测仪、猪伪狂犬病毒检测仪、猪伪狂犬GE病毒检测仪贯穿全文。

我们深圳市芬析仪器制造有限公司荣誉推出最新款的猪乙脑病毒检测仪CSY-JAD，它不仅能够进行猪乙脑病毒的检测，还可以进行多种其他常见传染病的快速检测。芬析仪器致力于为农业界提供高质量的检测设备，使养殖户能够及时发现疫情，采取措施以防扩散和损失。

CSY-JAD传染病快速检测设备的产品参数为：

名称：传染病快速检测设备 型号：CSY-JAD 屏幕：7寸触控屏 操作系统：安卓系统9.0 重复性：CV < 3% 稳定性：CV < 3%

CSY-JAD采用了创新的技术，能够快速jingque地检测猪乙脑病毒以及其他常见传染病。下面将从功能、使用方法和优势三个方面来介绍CSY-JAD。

### 功能

CSY-JAD可进行非洲猪瘟检测、瘟病毒检测、猪蓝耳病毒检测、猪口蹄疫O型病毒检测、猪口蹄疫3ABC病毒检测、猪伪狂犬病毒检测、猪伪狂犬GE病毒检测等传染病的快速检测。其高灵敏度和准确性可确保疫情的及时掌握和有效防控。

### 使用方法

CSY-JAD操作简便，用户只需将待测样品添加到检测试剂盒中，然后将试剂盒放入仪器的样品槽中。通过触摸屏幕上的设置按钮，选择相应的检测项目并启动检测过程。仪器将自动完成样品的光学检测和数据分析，检测结果将在短时间内显示在屏幕上。

## 优势

CSY-JAD具有以下几个优势：

高效快速：CSY-

JAD采用先进的检测技术，能够在短时间内完成多个传染病的检测，大大提高了工作效率。

准确可靠：仪器稳定性高，重复性好，可以提供可靠的检测结果，帮助养殖户快速做出决策。

便携灵活：CSY-JAD体积小，便于携带和移动，适用于不同地点的使用需求。用户友好：CSY-JAD操作简单，用户无需专业的技术培训即可进行操作，降低了使用门槛。

总结而言，CSY-JAD传染病快速检测设备是一款功能齐全、使用简便、准确可靠的病毒检测仪器。作为一家专业的芬析仪器制造公司，我们深圳市芬析仪器制造有限公司将继续致力于研发更多高质量的检测设备，为养殖户和农业界提供优质服务。

技术参数：

1、屏幕：7寸触控屏

2、操作系统：安卓系统9.0操作系统。

3、重复性：CV < 3%

4、稳定性：CV < 3%

5、台间差：CV < 3%

6、检测通道：单通道检测结果

7、前处理：15分钟（根据项目而定）

8、检测时间：< 10s可对样本进行定性、半定量检测

9、历史记录：内容显示 ID编号、样品名称、检测结果、检测限值、结果判定、检测日期、检测依据、检测项目、被检单位、被检单位责任人、联系电话、信用代码、检测单位、检测单位责任人、检验员、审核员、上传状态等信息

10、连接方式：USB接口，串口，网口

11、数据传输：USB 以及网口（升级wifi）

12、检测器：光电源，波长：450nm ~ 475nm

13数据分析：对检测结果进行圆饼图、柱状图、折线图汇总分析，统计

14数据导出：支持USB数据导出，格式可选（TXT、word）

15 关于我们：单位logo图片，每台设备都有独立的出厂编号包含（产品编号、产品名称、产品型号、生

产日期、生产厂家、厂家网址、厂家电话、负责手机号、当前最新版本（具有实时更新功能，有更新标志，提供产品功能截图佐证）、可手动修改设备编号

16、仪器功能：打印设置、导出设置、日期时间设置、检验单位设置、检验人员设置、样品来源设置、网络设置、WiFi设置、图谱扫描设置、用户设置、新增样本设置、

17、数据处理：可通过通讯端口进行数据汇总、上传监管平台等。

18、项目拓展：支持检测项目拓展功能

19、外设支持：可加装条形码识别模块，可对一维和二维条码进行识别。

20、 内置计算器：6通道独立计时，具有计时功能和到时提醒功能，1-99分钟，内置6通道前处理试剂生化温度培养：37 ± 1