

上海孕妇防辐射装

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 上海孕妇防辐射装 |
| 公司名称 | 东莞市万佳医疗科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省东莞市万江街道筒沙洲社区 |
| 联系电话 | 86-076922712525 18928294443 |

产品详情

| | |
|-----------|--|
| 【产品名称】 | 医用防辐射裙 |
| 【型号】 | 围兜型； 吊带型； 休闲型； 制服型 |
| 【生产许可证编号】 | 20090001号 |
| 【注册证书编号】 | 粤东食药监械（准）字2010第1250002号 |
| 【产品标准编号】 | yzb/粤东0002-2010 |
| 【产品主要性能】 | 屏蔽性能：若采用镀银纤维的面料制作的防辐射裙其面料在频率30~3000mhz范围内能 40（db）；若采用金属纤维与棉涤混纺的面料制作的防辐射裙，其面料在频率30~3000mhz范围内屏蔽效能 20（db）。 |
| | |

| | |
|-----------------|---|
| 【主要结构】 | 医用防辐射裙由采用在织物上镀银纤维或将金属微丝与棉涤混纺的材料制造。 |
| 【适用范围】 | 供孕妇等特殊人群在日常工作生活电磁辐射场所的健康防护 |
| 【注意事项】 | <p>1) 本产品不可用强碱性洗涤剂（粉）清洗；</p> <p>2) 在清洗后不可在强光下暴晒。</p> <p>3) 本产品有褪色的可能。</p> |
| 【使用说明】 | 穿戴于所需防护的部位 |
| 【储存方法】 | 本产品应贮存在无腐蚀气体，阴凉，干燥，通风良好的清洁环境内 |
| 【有效期限】 | 未开封有效期五年，开始使用后有效期不少于一年 |
| 【生产企业名称】 | 东莞市万佳医疗科技有限公司 |
| 【注册地址】 | 东莞市万江区简沙洲社区村委会 |
| 【生产地址】 | 东莞市万江区简沙洲社区村委会 |
| 【联系方式】 | <p>联系电话：0769-22712525 22712526 传真：0769-22712526；</p> <p>邮政编码：523000</p> |